

Η πρωτοποριακή φιλοσοφία του SQOOM για προβληματικά δέρματα και ευαίσθητες επιδερμίδες. Ανανέωση της επιδερμίδας από το εσωτερικό της και αποτελεσματική βελτίωση της δομής της επιδερμίδας – επιστημονικά αποδεδειγμένο.

:SQOOM®med

:SQOOM®med

Διανέμεται από:

Σήμα Κατατεθέν της
Schick Medical GmbH

Διεύθυνση: Auf dem Wall 29
D-78628 Rottweil (Germany)

Τηλ.: +49(0)7 41/1 74 12 40
Φάξ: +49(0)7 41/1 74 12 41 9
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com



Εγχειρίδιο
οδηγιών

107.201405.GR

Η ιατρική προσέγγιση

Η πρωτοποριακή φιλοσοφία του SQOOM επινοήθηκε για ανακούφιση από τον πόνο και βελτίωση της επιδερμίδας.

² Ευχαριστούμε που αγοράσατε το SQOOM. Το SQOOM το οποίο χρησιμοποιεί εφαρμοσμένη τεχνολογία υψηλού επιστημονικού επιπέδου δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από την εξειδικευμένη στο τομέα της ιατρικής δερματολογίας SCHICK Medical, προσφέρει ένα σύνολο από έξι προγράμματα, επιστημονικά αποδεδειγμένα και δερματολογικά ελεγμένα, για την αποτελεσματική θεραπεία του πόνου και των προβλημάτων του δέρματος.

Η λειτουργία του SQOOM η οποία ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή, προσφέρει μία πρωτοποριακή θεραπεία με τη χρήση ενεργών τζέλ που είναι προϊόντα υψηλών διεργασιών με σκοπό την αναδόμηση της επιδερμίδας από το εσωτερικό της. Η παγκοσμίως πατενταρισμένη «Synchro-Technology», χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό συνδυασμό ταυτόχρονης εφαρμογής διαδικασίας ιοντοφόρησης και υπερήχων με σύγχρονη χρήση ενεργών κοσμητολογικών σκευασμάτων. Η ήπια θεραπεία αναδομεί τον συνδετικό ιστό, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την υφή της επιδερμίδας και ανακουφίζει από τον πόνο.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή επιτυχία στην αγωγή σας.



Συνοπτική επισκόπηση	4	³
Λειτουργία	6	
Εφαρμογή	6	
Προγράμματα εφαρμογής		
Πρόγραμμα AK	8	
Πρόγραμμα OL	10	
Πρόγραμμα NE	12	
Πρόγραμμα PS	14	
Πρόγραμμα RO	16	
Πρόγραμμα NA	18	
Συντήρηση και αποθήκευση	20	
Τεχνικές προδιαγραφές	22	

Η σύστημα SQOOM έχει διακριθεί και βραβευτεί



Συνοπτική επισκόπηση

- 4 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις πληροφορίες για να εξοικειωθείτε με το SQOOM σας. Σας δίνουν μία πρώτη εικόνα της λειτουργίας της συσκευής.

Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε τα τζέλ που έχουν παραχθεί από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αποτελέσματα που μπορεί να προκληθούν από χρήση φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων που έχουν παραχθεί από άλλους.

5

Αισθητήριο

Εδώ τοποθετείτε τζέλ σε ικανοποιητική ποσότητα.

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευής - On/Off

Πιέζοντας το κουμπί που έχει το διακριτικό τίτλο On/Off μία φορά, θέτετε σε λειτουργία ή απενεργοποιείτε το SQOOM.

Κουμπί επιλογής προγραμμάτων STEP

Πιέζοντας το κουμπί επιλέγετε ένα από τα έξι προγράμματα εφαρμογών.

Κουμπί επιλογής λειτουργιών - MODE

Πιέζοντας αυτό το κουμπί με το διακριτικό τίτλο MODE επιλέγετε λειτουργία με την τεχνολογία υπερήχων (ULTRA) ή με την ιοντοφόρηση (ION) ή με Συγχρονισμένη Τεχνολογία δηλαδή και τις δύο ταυτόχρονα.

Πράσινο φωτάκι : Λειτουργία με ιόντα
Κόκκινο φωτάκι : Λειτουργία με υπερήχους

Φωτεινή ένδειξη ελέγχου μπαταρίας

Φορτίστε την συσκευή μέχρι να γίνει πράσινο χρώμα η φωτεινή ένδειξη.

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συσκευής

Η φωτεινή ένδειξη στην πίσω πλευρά της συσκευής αναβοσβήνει κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και αυτό συμβαίνει μόνο όταν το αισθητήριο ακουμπάει το δέρμα.

Σημεία επαφής δεξιά και αριστερά

Πάντα να κρατάτε το SQOOM από αυτά τα σημεία επαφής και από τις δύο πλευρές.

Κουμπί επιλογής συχνότητας υπερήχων - (L/H)

Πιέζοντας αυτό το κουμπί με το διακριτικό τίτλο Low/High επιλέγετε χαμηλή ή υψηλή συχνότητα.

Βάση φόρτισης

Τοποθετήστε την συσκευή στη βάση φόρτισης μετά από κάθε θεραπεία. Έτσι σιγουρεύεστε ότι το SQOOM σας είναι έτοιμο για δράση.



Δώστε στο δέρμα σας αυτό που του χρειάζεται.

6 Καθαρίστε την επιδερμίδα σας με τον συνηθισμένο τρόπο πριν από κάθε πρόγραμμα θεραπείας. Στην συνέχεια, απλώνετε μια πλούσια ποσότητα ενεργών τζελ απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία, ανάλογα με το πρόγραμμα επιλογής σας.

Τώρα, επιλέξτε το ανάλογο πρόγραμμα θεραπείας και κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Ακουμπήστε τον αισθητήρα πάνω στην περιοχή της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

Προσοχή : Αν περιποιείστε κάποιον άλλο με το SQOOM σας πρέπει να αγγίζετε με το ελεύθερό σας χέρι το άλλο άτομο ώστε να κλείνει το κύκλωμα και να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του SQOOM σας.



Προγράμματα εφαρμογής.

8 Πρόγραμμα AK

Ακάθαρτη, λιπαρή επιδερμίδα όπως τυπικά εμφανίζεται σε περιπτώσεις ακμής.

Πρόγραμμα W
GelComplex AK

Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Σώμα: 8-12 λεπτά

Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται



Αντιφλεγμονώδες και καταπραϊντικό για το δέρμα με την βοήθεια του σαλικυλικού οξέος και της τσιμιτσιφούγκα, ουσία του φαρμακευτικού φυτού *cimicifuga* (*Actaea racemosa*).

- Φυσικό σαλικυλικό οξύ που εξάγεται από τον φλοιό της ιτιάς, απολυμαντικό και κερατολυτικό, ανοίγει τους κερατινοποιημένους πόρους.
- Αντιφλεγμονώδες και καταπραϊντικό δέρματος με την βοήθεια του συστατικού *magholol* που εξάγεται από το φυτό της μανόλιας (*Magnolia officinalis*).
- Η *cimicifuga* εμποδίζει το ένζυμο «5- άλφα ρεδουκτάση» (5-alpha reductase), υπεύθυνο για την δημιουργία ακμής, και ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος από τους σμηγματογόνους αδένες.
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιο-αλκοόλης.

Για βαθύ καθαρισμό πριν από την θεραπεία, σας προτείνουμε το ενεργό καθαριστικό τζελ SQOOM



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) AK απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη W

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

Προγράμματα εφαρμογής.

10 Πρόγραμμα OL

Πόνος-οξείζ ή χρόνιας, πόνος από φλεγμονή ή τραυματισμοί από αθλητικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα M
GelComplex OL

Χρόνος θεραπείας: 12-16 λεπτά

Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται



Έντονη αντιφλεγμονώδης και αναλγητική δράση με την βοήθεια του φυσικού οξέος από Βοσσελία (Boswellia)

- Έντονα δραστικό χάρη στη λιποσωμική ενθυλάκωση του εκχυλίσματος από Boswellia Serrata που διαθέτει πολλές σημαντικές ιδιότητες.
- Καταπραυντικό και αντιφλεγμονώδες
- Ανοσορρυθμιστικό και αναζωογονητικό μέσω της β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο βηταγλυκάνη)
- Θεραπευτικό και προστατευτικό από τα παθογόνα μικρόβια μέσω των άμορφων μικρομορίων αργύρου (micro-silver) στην καθαρότερη μορφή τους.
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης.



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) OL απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη M

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

Προγράμματα εφαρμογής.

12 Πρόγραμμα NE

Ξηρό, ερεθισμένο δέρμα, που κατά κανόνα σχετίζεται με νευροδερματίτιδα.

Πρόγραμμα N
GelComplex NE

Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 4-8 λεπτά

Σώμα: 8-12 λεπτά

Εφαρμογή: Τρεις φορές την εβδομάδα



Αντιφλεγμονώδες και καταπραϋντικό για το δέρμα με την βοήθεια μικρομορίων αργύρου και δεξπανθενόλης.

- Αντιφλεγμονώδες και καταπραϋντικό για το δέρμα με την βοήθεια του magnolol, της δεξπανθενόλης η οποία εξάγεται από τους οφθαλμούς του φυτού *Carraris spinosa*, και του καθαρού ελαίου από σπόρους καμέλιας.
- Ανοσορρυθμιστικό και αναζωογονητικό μέσω της β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο βηταγλυκάνη)
- Θεραπευτικό και προστατευτικό από τα παθογόνα μικρόβια μέσω των άμορφων μικρομορίων αργύρου (micro-silver) στην καθαρότερη μορφή τους
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιο-αλκοόλη



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) NE απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη N

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

Προγράμματα εφαρμογής.

14 **Πρόγραμμα PS**

Ξηρό, ξεφλουδισμένο δέρμα, που κατά κανόνα σχετίζεται με ψωρίαση.

Πρόγραμμα N
GelComplex PS

Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Σώμα: 8-12 λεπτά

Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται



Αντιφλεγμονώδες και αναζωογονητικό χάρη στο magnolol και στο απόσταγμα καλέντουλας.

- Αντιφλεγμονώδες και καταπραϊντικό για το δέρμα με την βοήθεια των λιποσωμικών ενεργών συστατικών που εξάγονται από φυσικό οξύ Βοσσεύλιας, magnolol, λιποσωμική ενθυλάκωση στοιχείων γλυκόριζας, απόσταγμα καλέντουλας, δεξπανθενόλης και καθαρού ελαίου από σπόρους καμέλιας.
- Ανοσορρυθμιστικό και αναζωογονητικό μέσω της β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο βηταγλυκάνη)
- Θεραπευτικό και προστατευτικό από τα παθογόνα μικρόβια μέσω των άμορφων μικρομορίων αργύρου (micro-silver) στην καθαρότερη μορφή τους.
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιο-αλκοόλης.



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) PS απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη N

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

Προγράμματα εφαρμογής.

16 Πρόγραμμα RO

Κοκκινίλες στο δέρμα, που κατά κανόνα σχετίζεται με ερύθημα και την ερύθρωση του προσώπου.

Πρόγραμμα N
GelComplex RO

Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 4-8 λεπτά

Εφαρμογή: Τρεις φορές την εβδομάδα



Εξαιρετικά αποτελεσματικό και πολύ δραστικό χάρη στο ασβέστιο και στα κοραλλιοειδή ερυθροφύκη

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό χάρη στην λιποσωμική ενθυλάκωση δεσμευμένου πεπτιδίου, ενεργού ασβεστίου και ιχνοστοιχεία από κοραλλιοειδή ερυθροφύκη.
- Δραστικό αντι-φλεγμονώδες χάρη στον συνδυασμό magnolol με συστατικά που εξάγονται από το φυτό Carraris spinosa
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιο-αλκοόλης



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) RO απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη N

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

18 Πρόγραμμα NA

Ουλές, που κατά κανόνα σχετίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις και τραυματισμούς.

Πρόγραμμα N

GelComplex NA

Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 2-4 λεπτά

Σώμα: 4-8 λεπτά

Εφαρμογή: Καθημερινή



Σχήμα αποκατάστασης του δέρματος που αποτελείται από βιο-ενεργά αμινοξέα και φυσικό εκχύλισμα του φαρμακευτικού φυτού *onopordum acanthium*

- Αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικό για το δέρμα με την βοήθεια του φυτικού συστατικού *magholol*, της δεξπανθενόλης και του καθαρού ελαίου από σπόρους καμέλιας.
- Ανοσορρυθμιστικό και αναζωογονητικό μέσω της β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλοβηταγλυκάνη)
- Θεραπευτικό και προστατευτικό από τα παθογόνα μικρόβια μέσω των άμορφων μικρομορίων αργύρου (*micro-silver*) στην καθαρότερη μορφή τους.
- Ήπια απολυμαντικό μέσω βιο-αλκοόλης.



Καθαρίστε την επιδερμίδα σας όπως συνηθίζετε και απλώστε ικανοποιητική ποσότητα από το ιατρικό τζελ (medGel) NA απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε το SQOOM σταθερά και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα επάνω στην περιοχή του δέρματος που θα δεχτεί την θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με αργές κυκλικές κινήσεις.

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη N

3. Στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας ION και ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές ενδείξεις να είναι αναμμένες.

4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.

Όταν η εμφάνιση της συσκευής σας αντιστοιχεί με αυτήν του SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να επαναλάβετε την θεραπεία μετά την λήξη της όταν δηλαδή ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης. Για να το κάνετε αυτό πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπι STEP

Συντήρηση, επαναφόρτιση, περιβαλλοντική προστασία

20 Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για να εξασφαλίσετε την μακροβιότητα της συσκευής σας

- Αποθηκεύετε πάντα την συσκευή σας μακριά από υγρασία και μη την πλένετε με νερό
- Καθαρίστε τον αισθητήρα με ένα νωπό πανάκι
- Βάλτε την συσκευή στο φορτιστή μετά από τη χρήση. Σιγουρευτείτε ότι το κόκκινο λαμπάκι ανάβει.
- Το κόκκινο λαμπάκι γίνεται πράσινο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης. Αν κάτι δεν πάει καλά το λαμπάκι θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η συσκευή
- Η συσκευή έχει αυτονομία λειτουργίας διάρκειας 4 ωρών όταν είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία
- Κρατήστε πατημένο το κουμπάκι με την ένδειξη STEP για τρία δευτερόλεπτα για να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Αν λάμπουν και τα έξι φωτάκια των αντίστοιχων προγραμμάτων τότε η συσκευή έχει πλήρως φορτιστεί. Αν μόνο 2 λαμπάκια ανάβουν τότε ο υπόλοιπος χρόνος λειτουργίας αντιστοιχεί σε περίπου 30 λεπτά. Ένα ηχητικό μήνυμά σας προειδοποιεί ότι η μπαταρία πρέπει να

επαναφορτιστεί.

- Η συσκευή σβήνει αυτόματα όταν δεν την χρησιμοποιείτε για παραπάνω από δύο λεπτά.
- Ο προγραμματισμένος χρόνος για κάθε εφαρμογή είναι 4 λεπτά. Ένα ηχητικό σήμα σας προειδοποιεί για το τέλος της λειτουργίας και αμέσως η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.
- Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι 100-240V που σημαίνει ότι μπορείτε να την χρησιμοποιείτε ενώ ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο
- Να βγάζετε τον φορτιστή από την μπρίζα μόλις φορτιστεί πλήρως η συσκευή
- Πάντα να κρατάτε τις ηλεκτρικές επαφές καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνη

Για λόγους ανακύκλωσης αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πετιέται στα οικιακά σκουπίδια. Μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στην Schick Medical GmbH ή να την αποθέσετε στα αντίστοιχα σημεία συγκέντρωσης ειδών προς ανακύκλωση της τοπικής σας κοινωνίας

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright Schick Medical GmbH). Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Όνομα συσκευής

Συσκευή SQOOM M1 (B-0204A)

Φορτιστής

Τάση λειτουργίας AC 100-240 V, 50/60 Hz

Βάρος 133g

Συσκευή χειρός

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Τάση λειτουργίας AC 100 V to 240 V

Μετασχηματιστής τροφοδοσίας ρεύματος με τάση εξόδου 4.2 V = 1 A

Ισχύς εξόδου 7W

Μικτό βάρος 194g

Υπέρηχοι

Συχνότητα 1 MHz

Επίπεδα ευαισθησίας από 0.1W/cm² bis 0.5W/cm²

Ιοντοφόρηση 1 Hz/150 μsec συχνότητα παλμών

Αποκλειστικός Διανομέας Ευρώπης:

Schick Medical GmbH, D-78628 Rottweil

CE, ISO 9001 2000, UL-C, US, UFD, HS Mark

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά θεραπευτικά τζέλ που προορίζονται για χρήση με το SQOOM και παρασκευάζονται από την Schick Medical.

Μην κάνετε εφαρμογή σε μία περιοχή πάνω από είκοσι λεπτά ημερησίως.

Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM σε περιοχές που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του δέρματος.

Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM αν φοράτε καρδιακό βηματοδότη

Σε περίπτωση υπερθυρεοειδισμού μην κάνετε εφαρμογή με SQOOM στο λαιμό ή το στήθος

Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM κοντά σε εμφυτεύματα κλειδώσεων γιατί πιθανόν να αυξηθεί ο πόνος

Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM στην κοιλιά ή τον θώρακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αποφύγετε απευθείας επαφή του τζελ και του αισθητήρα με τα μάτια.

Κρατήστε συσκευή και τζελ μακριά από παιδιά

Μην αποθηκεύετε τα τζελ σε θερμοκρασίες πάνω από 25C

Τα τζελ προορίζονται μόνο για δερματική χρήση

Όταν εφαρμόζετε πρόγραμμα σε άλλο άτομο με τη συσκευή σας σιγουρευτείτε ότι αγγίζετε με το ελεύθερό σας χέρι τον άλλο ώστε να κλείνει το κύκλωμα και έτσι να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του SQOOM.