



**:SQOOM<sup>®</sup>**  
Bedienungsanleitung





Kurzübersicht	4
Anwendung	6
Die xCential Seren	8
Die xCential Programme	10
Die xCential blue Seren	16
Die xCential blue Programme	18
Pflege und Aufbewahrung	24
Technische Daten und wichtige Hinweise	26

Vielen Dank, dass Sie sich für SQOOM entschieden haben. Dieses hochwertige Konzept des Medizin- und Dermatologie-Experten Schick Medical bietet höchst wirksame Seren und speziell entwickelte Programme zur Anwendung bei Anti-Aging, Whitening, Cleansing, Hautproblemen, Rücken- und Muskelverspannungen an.

Die vielleicht eleganteste Art sichtbar schöne Haut zu bekommen. Das revolutionäre SQOOM Konzept mit patentierter Synchronschaltung aus Ultraschall und Ionisation.

Lesen Sie bitte für den größtmöglichen Behandlungserfolg diese Anleitung sorgfältig durch.

**Die SQOOM Programme:****C = Cleansing**

cleanser Serum

**M = Medical**OL Serum, NA Serum, NE Serum,  
PS Serum, Ro Serum**N = Nutrition (Nährstofftransport)**

H+ Serum, booster Serum

**L = Lifting (intensive pulse)**

H+ Serum

**W = Whitening**

deSpot Serum, AK Serum

**W = Für sensible Haut**

alle xCential Seren



Führen Sie die SQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.

**1 | Schallkopf mit Titanlegierung speziell für Allergiker geeignet**

Tragen Sie hier das xCential Serum großzügig auf.

**2 | Kontrollleuchte**

Die Kontrollleuchte des Gerätes zeigt durch ein regelmäßiges Blinken an, dass das Gerät in Betrieb ist (nur bei Hautkontakt).

**3 | Ein/Aus Power-Taste**

Durch einmaliges Drücken schaltet sich das Gerät ein bzw. wieder aus.

**4 | Programmwahltaste STEP**

Mit jedem Drücken der STEP-Taste rufen Sie eines der Programme auf (vorprogrammierte Dauer von 4 Minuten).

**5 | Auswahltaste MODE**

Wählen Sie hier, ob Sie eine Behandlung im Ultraschall-, im Ion- oder im Synchronmodus wünschen.

Grüne LED: Ion-Modus; Rote LED: Ultraschall-Modus

**6 | Intensität LOW/HIGH**

Aktivieren Sie durch Drücken dieser Taste die Intensität LOW/HIGH.

Die LED-Anzeige zeigt Ihnen, in welcher Intensität Sie sich befinden.

**7 | Kontaktgriffe**

Umfassen Sie Ihr Gerät immer so, dass Sie die Kontaktgriffe an beiden Seiten berühren.

**8 | Ladestation**

Stellen Sie das Gerät nach jeder Anwendung in die Ladestation zurück. So können Sie sicher sein, einen jederzeit einsatzbereiten SQOOM zur Verfügung zu haben.

**9 | Akku-Kontrollleuchte**

Leuchtet die Kontrollleuchte grün ist das Gerät vollständig aufgeladen.


Bei rot lädt das Gerät.



Reinigen Sie vor jeder Anwendung Ihre Haut wie gewohnt. Dann tragen Sie eines der xCential Seren großzügig auf den Schallkopf (1) oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Führen Sie die SQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQOOM Geräten durch. Schalten Sie das Gerät ein (2).

Wählen Sie nun das geeignete Anwendungsprogramm (3) und den ION/ULTRA und LOW/HIGH Modus (4) und umfassen Sie den SQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie dann den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut (5).

Bitte beachten Sie: Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen, Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei und die Kontrollleuchte (6) blinkt.





#### xCential **cleanser**

Interaktive physikalische Pflege-  
reinigung, die die Haut reinigt, mit  
Feuchtigkeit versorgt und hervor-  
ragend auf die SQQOOM Anwen-  
dungen vorbereitet. Panthenol und  
Kamillenextrakt können hautberu-  
higend und entspannend wirken.

#### xCential **H+**

Das innovative Anti-Aging Spe-  
zialSerum aus hautfreundlichen  
Wirkstoffen natürlichen Ursprungs  
für sichtbar schöne und strahlende  
Haut. Der Hauptinhaltsstoff des  
xCential H+ ist kleinteilige, nieder-  
molekulare Hyaluronsäure – der  
bekannte hauteigene Feuchtig-  
keitsspender. Der Extrakt der  
Ditrichia viscosa Pflanze besitzt  
ein hohes antioxidatives Potential.  
Aloe Vera Blattgel spendet der  
Haut intensive Feuchtigkeit.

#### xCential **deSpot**

Das Whitening-Serum enthält eine  
Aktivstoffkombination aus Sulfora-  
phane und Genstein. Diese kann in  
einer liposomalen Verbindung Haut-  
partien und Altersflecken aufhellen.

#### xCential **booster**

Konzentrierte Feuchtigkeit für 24  
Stunden. Der Soforteffekt für ein  
frisches und samtweiches Gefühl.  
Die Faltentiefe erscheint verringert -  
mit einer 8 stündigen Wirkung.

#### xCential **acqua+**

acqua+ ist ein speziell angereicher-  
tes Spray zur optimalen Ergänzung  
der xCential Seren. Es ist anwend-  
bar bei allen Seren und optimiert  
somit die Anwendung, da es vor  
dem vorzeitigen Antrocknen des  
Serums schützt und mit pflegenden  
Inhaltsstoffen die Haut zusätzlich mit  
wichtiger Feuchtigkeit versorgt.

Führen Sie die SQQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren  
und original SQQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress  
bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.

## xCentialcleanser

- Reinigen Sie die Haut wie gewohnt. Entfernen von Make-Up, Cremes und Parfum.
- Tragen Sie großzügig xCential cleanser Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **C** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der Cleansing-Anwendung waschen Sie Ihr Gesicht mit viel Wasser ab.
- **Ergebnis:** Porentief reine Haut.



### PROGRAMM 1 | C

Porentiefe Reinigung



Behandlungsdauer: 4 min.

Anwendung: Einmal die Woche  
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.

Zur Behandlung der empfindlichen Augenpartie stellen Sie bitte nur die ION Funktion auf ON und die L/H Taste auf HIGH.

Achtung: Im Augenbereich sollte ULTRA immer ausgeschaltet sein.



## xCentialH+

- Wir empfehlen Ihnen vor jeder Anwendung das Cleansing-Programm durchzuführen.
- Tragen Sie großzügig das xCential H+ Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M, N oder L** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Wir empfehlen bei einer abendlichen Anwendung, das Serum auf der Haut und es über Nacht als Maske einwirken zu lassen. Behandeln Sie morgens oder im Verlauf des Tages, empfehlen wir, das Serum nach der Anwendung abzuwaschen.
- **Ergebnis:** Sichtbar schöne und strahlende Haut.



### Hinweis:

Bei sehr empfindlicher Haut empfehlen wir anstatt N oder L das Programm **6 | W** anzuwenden.

### PROGRAMM 2 | M

Faltenreduktion und  
Hautstraffung



Behandlungsdauer: 8-12 min.

Anwendung: Einmal die Woche  
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.

Zur Behandlung der empfindlichen Augenpartie stellen Sie bitte nur die ION Funktion auf ON und die L/H Taste auf LOW.

Achtung: Im Augenbereich sollte ULTRA immer ausgeschaltet sein.



- Tragen Sie großzügig xCential deSpot Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **W** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Wir empfehlen bei einer abendlichen Anwendung, das Serum auf der Haut und es über Nacht als Maske einwirken zu lassen. Behandeln Sie morgens oder im Verlauf des Tages, empfehlen wir, das Serum nach der Anwendung abzuwaschen.
- **Ergebnis:** Aufhellung von Hautpartien und Altersflecken.



### PROGRAMM 5 | W

Whitening Anwendung



**Behandlungsdauer:** 8-12 min.

**Anwendung:** Einmal die Woche  
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.



Zur Behandlung der empfindlichen Augenpartie stellen Sie bitte nur die ION Funktion auf ON und die L/H Taste auf LOW.

Achtung: Im Augenbereich sollte ULTRA immer ausgeschaltet sein.

- Tragen Sie xCential booster Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **N** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ULTRA.
- Drücken Sie anschließend die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der booster-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.
- **Ergebnis:** Der Soforteffekt für ein frisches und samtweiches Gefühl.  
Tipp: Verwenden Sie xCential aqua+ in Kombination vor und während der Anwendung.



### PROGRAMM 3 | N

Konzentrierte Feuchtigkeit für 24 Stunden



**Behandlungsdauer:** 4 min.

**Anwendung:** bei Bedarf – der Soforteffekt für spezielle Anlässe, oder als ideale Ergänzung nach der xCential H+ Anwendung.

Achtung: Im direkten Augenbereich den xCential booster mit den Fingern einmassieren, nicht mit dem SQQOOM-Gerät.



acqua+ ist ein speziell angereichertes Spray zur optimalen Ergänzung der xCential Seren und xCential blue Seren. Es ist anwendbar bei allen Seren und optimiert somit die Behandlung, da es vor dem vorzeitigen Antrocknen des Serums schützt und mit pflegenden Inhaltsstoffen die Haut zusätzlich mit wichtiger Feuchtigkeit versorgt.

Sprühen Sie acqua+ mit 2-4 Pumpstößen vor oder während der Anwendung der xCential Seren direkt auf die zu behandelnden Hautpartien.

Mit acqua+ haben sie „mehr“ von Ihren hochwertigen Seren.





**xCentialOL****Rücken- und Muskel-  
verspannungen**

Mit liposomal verkapseltem  
Boswellia Serrata Extrakt in  
höchster Wirkstoff Potenz.

**xCentialAK****Unreine, fettige Haut**

Natürliche Salicylsäure aus Wei-  
denrinde hilft verhornte Poren zu  
öffnen und Traubensilberkerze  
kann regulierend auf die Sebum-  
Produktion der Talgdrüsen  
wirken.

**xCentialRO****Gerötete, empfindliche Haut**

Magnolol und die Wirkstoffe  
der Kapernknospe können  
hautberuhigend und extra-  
sensitiv wirken.

**xCentialPS****Trockene, schuppige Haut**

Aus liposomalen Aktivstoffen der  
natürlichen Boswelliasäure, Ma-  
gnolol, liposomal verkapseltem  
Süßholzwirkstoff, Calendula-Ex-  
trakt, Dexpanthenol und reinem  
Cameliensamenöl.

**xCentialNA****Narben und  
Schwangerschaftsstreifen**

Bioaktive Aminosäuren und  
natürliches Onopordum  
Acanthium Extrakt können den  
Repairprozess unterstützen.

**xCentialNE****Trockene, gereizte Haut**

Magnolol, Dexpanthenol, Extrakt  
der Kapernsprossen und reines  
Cameliensamenöl können  
hautberuhigend und feuchtig-  
keitsspendend wirken.

Führen Sie die SQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haf- tung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.

- Tragen Sie großzügig das xCential OL-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen mit etwas Druck über die Haut.
- Nach Beendigung der OL-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 2 | M

Bei Rücken- und Muskelverspannungen



**Behandlungsdauer:** 12-16 min.  
**Anwendung:** täglich oder bei Bedarf

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen .

- Tragen Sie großzügig das xCential RO-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der RO-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 2 | M

Bei geröteter, empfindlicher Haut



**Behandlungsdauer:** Gesicht 4-8 min.  
Körper: 12-16 min.  
**Anwendung:** 3x wöchentlich

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen Seren.

- Tragen Sie großzügig das xCential NA-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der NA-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 2 | M

Bei Narben und Schwangerschaftsstreifen



**Behandlungsdauer:** Gesicht 4-8 min.  
Körper 12-16 min.  
**Anwendung:** täglich oder bei Bedarf.

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen Seren.

- Tragen Sie großzügig das xCential AK-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **W** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der AK-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 5 | W

Bei unreiner, fettiger Haut



**Behandlungsdauer:** Gesicht 4-8 min.  
Körper 12-16 min.  
**Anwendung:** täglich oder bei Bedarf.

Bitte verwenden Sie vor der Anwendung den xCential cleanser zur porentiefen Reinigung.

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen Seren.

- Tragen Sie großzügig das xCential PS-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der PS-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 2 | M

Bei trockener, schuppiger Haut



**Behandlungsdauer:** Gesicht 4-8 min  
Körper 8-16 min.  
**Anwendung:** täglich oder bei Bedarf

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen Seren.

- Tragen Sie großzügig das xCential NE-Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm **M** mit der STEP-Taste.
- Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der NE-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.



## PROGRAMM 2 | M

Bei trockener, gereizter Haut



**Behandlungsdauer:** Gesicht 4-8 min  
Körper 12-16 min.  
**Anwendung:** täglich oder bei Bedarf

Tipp: Benutzen Sie acqua+ um das Serum vor vorzeitigem Antrocknen zu schützen. So haben Sie mehr von Ihren wertvollen Seren.

Damit Sie an Ihrem Gerät lange Freude haben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

**Achtung:** Führen Sie die SQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.



#### Erweiterte internationale Garantie

Registrieren Sie Ihr Gerät für die erweiterte 2-Jahres Vollgarantie. Über die gesetzlich geregelte Garantie und Gewährleistung hinaus, nutzen Sie ohne Mehrkosten die erweiterte weltweite SQOOM-Vollgarantie. [www.sqoom.com/de/meta/vip-registrierung/](http://www.sqoom.com/de/meta/vip-registrierung/)

**Service Telefonnummer (national): 0800 337 62 72**

**Service Telefonnummer (international): +49 (0) 741 174 124 0**

**Montag - Freitag 8 bis 18 Uhr**

- Trocken lagern und nicht mit Wasser waschen.
- Reinigen Sie den Schallkopf mit einem feuchten Tuch.
- Legen Sie das Gerät nach dem Abschalten auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die rote LED-Anzeige leuchtet.
- Die rote LED-Anzeige wird grün, wenn der Ladevorgang beendet ist. Gibt es Probleme beim Laden, blinkt die LED rot.
- Wenn der Akku des Gerätes vollständig entladen wurde, laden Sie es bitte mindestens 3 Stunden lang auf, bevor Sie es wieder verwenden.
- Das Gerät arbeitet vollständig aufgeladen etwa 4 Stunden.
- Halten Sie die Taste STEP ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Wenn die LEDs der 6 Programme aufleuchten, ist das Gerät vollständig geladen. Leuchten nur 2 LEDs, steht noch genug Leistung für ca. 30 Minuten zu Verfügung. Ertönt ein Signalton, muss der Akku aufgeladen werden.
- Wenn Sie das Gerät 2 Minuten nach dem Einschalten nicht benutzen, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die programmierte Anwendungszeit für jeden Schritt beträgt 4 Minuten. Nach dem Ablauf von 4 Minuten ertönt ein Signalton, woraufhin sich das Gerät in den Stand-by Modus begibt. Wird innerhalb 2 Minuten kein Programm gewählt, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die Nenneingangsspannung beträgt 100 V bis 240 V Wechselspannung. So kann das Gerät auch auf Reisen mitgenommen und in der ganzen Welt eingesetzt werden.
- Entfernen Sie den Netzstecker der Ladestation, sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Halten Sie alle elektrischen Kontakte sauber, staubfrei und trocken.

**Gerätebezeichnung**

Gerät SQOOM m1

**Aufladestation**

Netzspannung AC 100-240 V, 50/60 Hz

Gewicht 133 g

**Handgerät**

Lithium/Ionen-Batterie

Netzspannung AC 100 - 240 V

Output/Adapter 4,2 V = 1 A

Leistung 7 W

Gewicht 194 g (brutto)

**Ultraschall**

Frequenz 1 MHz

Intensitätsstufen von 0,1 W/cm<sup>2</sup> bis 0,5 W/cm<sup>2</sup>

Ionisation 1 Hz/150 µsec Impulsbreite



Das Gerät sollte im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über die Schick Medical GmbH oder über entsprechende Sammelstellen, die Sie von Ihrer Stadtverwaltung erfahren, erfolgen.

Führen Sie Anwendungen ausschließlich mit den original SQOOM Geräten und den von uns angebotenen und speziell entwickelten xCential Seren durch.

Behandeln Sie eine Hautpartie nicht länger als 20 Minuten pro Tag.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht auf einer durch Hautkrebs erkrankten oder operierten Stelle durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht durch, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Bei einer Schilddrüsenüberfunktion führen Sie die SQOOM-Behandlung nicht im vorderen Halsbereich und im Brustbereich durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht im Bereich von Gelenkimplantaten durch. Dies kann zu einer Schmerzverstärkung führen.

Führen Sie die SQOOM-Behandlung während der Schwangerschaft nicht im Bereich Bauch und Brust durch.

Vermeiden Sie den Kontakt von Serum und Schallkopf mit Augapfel, Augenlid und Schleimhäuten.

Bewahren Sie Gerät und Serum unzugänglich für Kinder auf.

Seren nicht über 25° C lagern.

Das Serum dient ausschließlich zur Anwendung auf der Haut.

Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, achten Sie darauf, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen und Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei.

© Alle Rechte sind der Schick Medical GmbH vorbehalten. Über den urheberrechtlichen Rahmen hinausgehende Vervielfältigungen und Bearbeitung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht zulässig.

Schick Medical GmbH,  
D-78628 Rottweil



Eine eingetragene Marke der  
Schick Medical GmbH

Auf dem Wall 29  
D-78628 Rottweil  
Tel.: +49(0)741/174 124 0  
Fax: +49(0)741/174 124 19  
info@SQOOM.de  
www.SQOOM.de