



ISQOOM®
產品使用說明手冊





產品概覽	4
使用說明	6
xCential 凝膠系列產品簡介	8
搭配 xCential 凝膠系列產品使用說明	10
xCential blue 凝膠系列產品簡介	16
搭配 xCential blue 凝膠系列產品使用說明	18
產品保養	24
產品技術資料及其它注意事項	26

感謝您選擇購買來自德國醫療級皮膚科專家 Schick Medical 公司所提供的革命性美容儀—SQOOM，擁有超聲波及離子同步切換技術專利，專門處理各式肌膚問題及背部或肌肉緊繃狀況，其搭配針對抗老化、美白及清潔所開發的 xCential 凝膠系列產品與 xCential blue 凝膠系列產品，雙重強化美容護膚功效，讓您輕鬆擁有健康水嫩膚質。

為達最佳產品使用效果，請詳讀此使用說明書。




- 1 | 鈦合金導頭—敏感性肌膚適用
活性凝膠塗抹處
- 2 | 作用顯示燈
產品使用(與肌膚接觸)中，顯示燈呈閃爍狀態
- 3 | 開關按鍵
按動開啟/關閉鍵
- 4 | 療程程式選擇鍵 (STEP)
按壓選擇療程程式
- 5 | 機身雙側
使用時，緊握機身雙側
- 6 | 充電座
儀器使用完畢後，請置回充電座以便下次使用
- 7 | 充電顯示燈
顯示燈呈綠色，代表充電完畢；顯示燈呈紅色，表示充電中



- ① 每次進行療程前，請先清洗您的肌膚
- ② 將活性凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上(圖1)
- ③ 按動開關鍵啟動儀器(圖2)
- ④ 選擇需要的療程(圖3)並緊握儀器機身兩側(圖4)
- ⑤ 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩(圖5)

注意：為使 SQOOM 達至最佳效果，對他人進行療程時，請確保另一隻空手接觸施用對象(肌膚接觸)，使迴路處於關閉狀態(顯示燈閃爍，圖6)。





xCential cleanser

專為 SQQOOM 設計之清潔凝膠，除了能深層潔淨肌膚及提供水份之外，還含有維生素B5及甘菊萃取液，有助於舒緩肌膚。

xCential H+

由天然活性親膚配方製成的全新 H+ 凝膠，含有低分子玻尿酸、活性成份及蘆薈，幫助肌膚鎖水保溼，有效抗老化。

xCential deSpot

由蘿蔔硫素及金雀異黃酮活性成份獨特組合而成的美白凝膠，有助於肌膚明亮並減少色斑產生。

xCential booster

24小時全天候強化保溼配方，有效滋潤肌膚，使您的肌膚光澤透亮、散發年輕好氣色。

xCential aqua+

豐富維他命含養水，能強化 xCential 凝膠產品系列功效，避免凝膠過快蒸發，有效延長療程時間。

- 按日常程序清洗您的肌膚(卸除任何彩妝、乳液或香水)。
- 將 xCential cleanser 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用STEP按鍵選擇 C療程或選擇I療程(顯示燈呈紅色或藍色)針對眼部肌膚敏感部位。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，請以大量清水沖洗臉部。
- 療程功能：徹底洗淨毛孔污垢。



療程式1 | C 徹底清潔毛孔



開啟

C



療程式6 | I (紅色或藍色顯示燈) 針對眼部肌膚敏感部位



I



療程時間：4分鐘
使用次數：一週一次至每日使用以達最佳效果

- 建議先使用潔淨療程後，再進行此療程。
- 將 xCential H+ 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用STEP按鍵選擇 W 療程或選擇I療程(顯示燈呈綠色)針對眼部肌膚敏感部位。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 如在晚間進行此療程，完成後可不必沖洗，讓凝膠更有效地滲透肌膚。如在早晨或白天進行此療程，建議療程結束後以清水洗淨剩餘凝膠。
- 療程功能：使肌膚呈現美麗好氣色。



實用小貼士：除了W 療程之外，亦可選用 M 及 L 療程。

療程式3 | W 減少細紋、緊緻肌膚



ON

W



療程式6 | I (綠色顯示燈) 針對眼部肌膚敏感部位



I



療程時間：8-12分鐘
使用次數：一週一次至每日使用以達最佳效果

- 建議先使用潔淨療程後，再進行此療程。
- 將 xCential deSpot 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 W 療程或選擇 I 療程(顯示燈呈綠色)針對眼部肌膚敏感部位。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 如在晚間進行此療程，完成後可不必沖洗，讓凝膠更有效地滲透肌膚。如在早晨或白天進行此療程，建議療程結束後以清水洗淨剩餘凝膠。
- 療程功能：美白肌膚及淡化色斑。



- 將 xCential booster 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 S 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。
- 療程功能：使肌膚呈現年輕氣色、明亮光澤。

療程小貼士：可配合 xCential acqua 於療程前或中使用。



療程程式 3 | W 美白療程



療程程式 6 | I (綠色顯示燈) 針對眼部肌膚敏感部位



療程時間：8-12 分鐘
使用次數：一週一次至每日使用以達最佳效果

療程程式 5 | S 24小時全天候保溼



療程時間：4 分鐘
使用次數：按需求使用，尤其適合肌膚急需保溼的情況下使用，更可作為 xCential H+ 療程後的護理配合使用。

acqua+，含有溫和活性成份及豐富維他命的含養水，與 xCentia**l** 凝膠產品系列及 xCentia**l** blue 凝膠產品系列搭配使用，能有效供給療程所需溼度並提供肌膚充足水份。

使用方式：塗抹凝膠前，對準肌膚按動噴頭2至4次，亦可與凝膠合併使用。

進行療程時，同時使用 acqua+ 可減少凝膠的用量，更能有效避免凝膠蒸發過快，增強療程功效。





xCentialOL
背部與肌肉疲勞調理
含有強效齒葉乳香精華(由微脂包覆，幫助吸收，能使肌肉放鬆、紓解不適感。

xCentialAK
油性肌膚調理
添加黑升麻萃取物及天然水楊酸，能清除老化角質，使毛細孔暢通不阻塞，有效調理皮脂腺分泌過度的情況。

xCentialRO
皮膚發紅及敏感性皮膚調理
厚朴酚及萃取自刺山柑花蕾活性成份有助於安撫肌膚及具抗敏功效。

xCentialPS
乾性肌膚調理
含有微脂乳香脂酸活性成份、厚朴酚、甘草(由微脂包覆，助於吸收)活性成份、金盞花精華、維他命原 B5 及油茶籽精油。

xCentialNA
疤痕、妊娠紋或白紋肌膚問題調理
含有活性氨基酸及天然大鱈薊精華，能有效強化肌膚自我修復功能。

xCentialNE
乾性易過敏肌膚調理
含有厚朴酚、維他命原 B5、刺山柑芽精華及油茶籽精油，能安撫、保溼及紓緩肌膚。

xCential^{OL}

- 將 xCential OL 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 M 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭稍加施力以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。

xCential^{RO}

- 將 xCential RO 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 M 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。



療程程式 2 | M

背部及肌肉疲勞問題調理



療程時間：12- 16 分鐘
使用次數：每日或按需求使用

療程程式 2 | M

皮膚發紅及敏感性皮膚調理



療程時間：臉部：4- 8 分鐘
身體：12- 16 分鐘
使用次數：一週三次

xCentialNA

- 將 xCential NA 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 M 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。



療程程式 2 | M

疤痕、妊娠紋或白紋皮膚問題調理



療程時間：臉部：4-8 分鐘
身體：12-16 分鐘
使用次數：每日或按需求使用

xCentialAK

- 將 xCential AK 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 W 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。



療程程式 3 | W

油性皮膚調理



療程時間：臉部：4-8 分鐘
身體：12-16 分鐘
使用次數：每日或按需求使用

xCentialPS

- 將 xCential PS 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 M 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。



療程程式 2 | M

乾性皮膚調理



療程時間：臉部：4-8 分鐘
身體：8-16 分鐘
使用次數：每日或按需求使用

xCentialNE

- 將 xCential NE 凝膠均勻塗抹在導入頭或肌膚上。
- 按動開關鍵啟動儀器後，使用 STEP 按鍵選擇 M 療程。
- 緊握儀器機身兩側。
- 將導入頭以畫圓動作在肌膚上輕緩按摩。
- 療程結束後，尚存於肌膚上的凝膠可以雙手按摩肌膚幫助吸收。



療程程式 2 | M

乾性易過敏皮膚調理



T療程時間：臉部：4-8 分鐘
身體：12-16 分鐘
使用次數：每日或按需求使用

為達最佳使用方式，請閱讀接下來的說明。



延長國際保養售後服務

您可透過註冊您的產品，免費延長兩年全球保用免費維修(依保養範圍所規定)服務。註冊網址：www.sqoom.com/internationalwarranty

- 保存於乾燥環境，避免置入水中。
- 請以溼布清潔導入頭。
- 請關閉儀器後再置入充電座並確保LED顯示燈呈紅色或藍色。
- 充電完畢後，LED顯示燈呈綠色。若呈現紅色或藍色閃爍狀態，代表充電出現狀況。
- 儀器電池電量若已耗盡，請於下次使用前，至少充電充滿3個小時。
- 電量充滿情況下，儀器約可使用四小時。每次充滿電量可供每日使用12分鐘，持續兩週以上。
- 持續按住 STEP 鍵達3秒可顯示電量狀態。電量充滿時，六個療程顯示燈將閃爍；若只有兩個顯示燈閃爍，儀器約可使用30分鐘。若儀器發出警示聲，代表儀器需要充電。
- 儀器開啟後2分鐘內未使用，儀器將自動關閉。
- 每次療程時間預設為4分鐘，時間到時儀器將發出警示聲，此時儀器將切換至待機狀態，若未於2分鐘內再次開啟儀器，儀器將自動關閉。
- 本儀器適用電壓範圍為100伏特至240伏特，方便旅行或出國使用。
- 電池充滿時，請拔除充電座插頭。
- 請保持電器接頭乾淨、乾燥並避免灰塵進入接頭中。

產品型號 SQOOM M2 (T-0204A)

充電座

電源電壓 AC 100 - 240V, 50/60 Hz

輸出電源/轉接頭 4.2 V = 1 A

耗電功率 7W

重量 133 克

產品本體

鋰電池

適用電壓範圍 DC 3,7V / 2200mA

重量: 194克(毛重)

超音波導入

發振頻率 1 MHz

音波強度範圍: 0.1 W/cm² - 0.5 W/cm²

離子導入 1 Hz/ 150 (微秒) 脈波寬

使用 SQOOM 療程請僅搭配由 Schick Medical 公司提供的 SQOOM 凝膠系列獨特商品。

請勿在一天內於同一肌膚範圍使用超過 20 分鐘。

請勿在皮膚癌患處或手術傷口處使用本產品。

如您有安置心律調節器，請勿使用本產品。

如您有甲狀腺機能亢進問題，請勿於胸部或喉嚨處使用本產品。

請勿在人工關節上使用本產品，避免引發疼痛不適感。

請勿在孕婦的胸部或腹部使用本產品。

使用時，請避免凝膠接觸眼睛。

請避免兒童觸及本產品及凝膠系列產品。

凝膠系列產品僅供外用，保存溫度請勿超過 25° C。

為使 SQOOM 正常運作，對他人進行療程時，請確保另一隻空手接觸施用對象(肌膚接觸)，使迴路處於關閉狀態。

© Schick Medical GmbH保留所有權利，未經授權嚴禁拷貝、變更其所有版權。



Schick Medical GmbH,
D-78628 Rottweil

註冊商標為 Schick Medical GmbH 所有



總代理: 大晶華嘉(香港)有限公司
香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座23樓
查詢 : (852) 2895 0888
www.SQOOM.com