



ISQOOM®
Gebruiksaanwijzing





Kort overzicht	4
Gebruik	6
De xCential gels	8
De xCential programma's	10
De xCential blue gels	16
De xCential blue programma's	18
Onderhoud en bewaren	24
Technische gegevens en belangrijke instructies	26

Hartelijk dank dat u voor SQOOM gekozen hebt. Dit hoogwaardige concept van Schick Medical, de expert in gezondheidszorg en dermatologie, biedt uiterst werkzame gels en speciaal ontwikkelde programma's aan voor toepassing bij anti-aging, whitening, reiniging, huidproblemen, een stijve rug en stijve spieren.

Misschien wel de meest elegante manier om een zichtbaar mooie huid te krijgen. Het revolutionaire SQOOM concept met gepatenteerde synchroenschakeling van ultrageluid en ionisatie.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een optimaal behandelingsresultaat..



**1 | Geluidskop met legering van titanium
speciaal geschikt voor mensen met een
allergie**

Breng hier de werkzame gel royaal aan.

2 | Controlelampje

De controlelampjes van het apparaat geven door een regelmatig knipperen aan, dat het apparaat in werking is (alleen tijdens contact met de huid).

3 | Aan/Uit-knop

Door de knop één keer in te drukken, schakelt u het apparaat in of weer uit.

4 | Programmakeuzeknop STEP

Met elke druk op de STEP-knop roept u een van de programma's op.

5 | Contactgrepen

Houd het apparaat altijd zodanig vast, dat u de contactgrepen aan beide zijden raakt.

6 | Laadstation

Plaats het apparaat na elk gebruik terug in het laadstation. Zo kunt u altijd over een gebruiksklare SQOOM beschikken.

7 | Controlelampje voor de batterij


Als het controlelampje groen oplicht, is het apparaat volledig opgeladen. Bij blauw licht laadt het apparaat op.




Reinig voor elk gebruik uw huid zoals u dat gewend bent. Breng vervolgens de werkzame gel royaal aan op de geluidskop (1) of direct op het te behandelen deel van de huid. Schakel het apparaat in (2).

Kies nu het juiste gebruiksprogramma (3) en omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen (4) raakt. Zet dan de geluidskop tegen het te behandelen deel van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid (5).

Let goed op: als u met uw SQOOM een andere persoon behandelt, dient u met uw vrije hand de andere persoon aan te raken (huidcontact). Alleen dan is de kringloop gesloten en werkt uw SQOOM correct. Het controlelampje (6) knippert.





xCential **cleanser**

Optimale fysische, reinigende verzorging, die de huid diep van binnen reinigt, hydrateert en optimaal voorbereidt op de SQOOM toepassingen. Panthenol en kamille-extract kalmeren de huid en werken ontspannend.

xCential **H+**

De innovatieve H+ gel met absoluut huidvriendelijke, natuurlijke, actieve bestanddelen voor een zichtbaar mooie huid. Het gefragmenteerde, laagmoleculaire hyaluronzuur bereikt essentiële, diepe lagen van de huid en vult kloofjes als gevolg van het verouderingsproces weer betrouwbaar op. Nu met een nieuwe werkzame formule tegen vrije radicalen en met intensieve, hydraterende gel uit het blad van de aloë vera.

xCential **deSpot**

De whitening gel bevat de unieke combinatie van de werkzame stoffen sulforafaan en genisteïne. In een liposomale verbinding kan deze combinatie huid- en ouderdomsvlekken lichter maken.

xCential **booster**

Geconcentreerde hydratatie gedurende 24 uur. Het directe effect voor een fris en fluweelzacht gevoel. Geeft de huid een jeugdig, stralend uiterlijk.

xCential **acqua+**

acqua+ is een speciaal verrijkt water voor een optimale aanvulling van de xCential-gels. Het kan worden gebruikt bij alle gels en verbetert zo de werking. Het water beschermt namelijk tegen voortijdig opdrogen van de gel.

xCentialcleanser

- Reinig uw huid zoals u dat gewend bent. Verwijder make-up, crèmes en parfum.
- Breng royaal xCential cleanser gel aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **C** met de STEP-knop of programma **I** (blauw) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de reiniging, spoelt u uw gezicht met veel water af.
- Resultaat: een schone huid tot diep in de poriën.



PROGRAMMA 1 | C

Diepe reiniging van de poriën



PROGRAMMA 6 | I blauw

Speciaal voor gebied rond de ogen



Behandelingsduur: 4 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week.
Voor een beter resultaat zelfs dagelijks gebruik mogelijk.

xCentialH+

- We adviseren u voor ieder gebruik het reinigingsprogramma uit te voeren.
- Breng xCentialH+ gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **W** met de STEP-knop of programma **I** (groen) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Bij gebruik 's avonds raden wij aan om de gel niet te verwijderen en 's nachts als masker in de huid te laten trekken.
- Behandel u in de ochtend of in de loop van de dag, dan raden wij aan om de gel na gebruik af te spoelen.
- Resultaat: een zichtbaar mooie en frisse huid.



Tip: gebruik 1-2x per week 4 minuten extra het programma **M** en **L** naast de normale toepassing van programma **W**.

PROGRAMMA 3 | W

Verminderen van rimpeltjes en versteviging van de huid



PROGRAMMA 6 | I groen

Speciaal voor gebied rond de ogen



Behandelingsduur: 8-12 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week
Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk.


xCentialdeSpot

- We adviseren u voor ieder gebruik het reinigingsprogramma uit te voeren.
- Breng de xCential deSpot gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **W** met de STEP-knop of programma **I** (groen) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Bij gebruik 's avonds raden wij aan om de gel niet te verwijderen en deze 's nachts als een masker in de huid te laten trekken.
Behandelt u in de ochtend of in de loop van de dag, dan raden wij aan om de gel na gebruik af te spoelen.
- Resultaat: lichtere huidpartijen en ouderdomsvlekken.



PROGRAMMA 3 | W

Toepassing Whitening



PROGRAMMA 6 | I groen

Speciaal voor het gebied rond de ogen



Behandeldingsduur: 8-12 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week.
Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk.

xCentialbooster

- Breng de xCential booster gel aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **S** met de STEP-knop.
- Omvat de SQQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de boosterbehandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.
- Resultaat: een jeugdig, stralend uiterlijk.



Tip: combineer het gebruik met xCential acqua+ voor en tijdens de behandeling.

PROGRAMMA 5 | S

Geconcentreerde hydratatie gedurende 24 uur



Behandeldingsduur: 4 min.
Gebruikswijze: Indien nodig – het directe effect voor speciale gelegenheden of als ideale aanvulling na het gebruik van xCential H+.



acqua+ is een speciaal verrijkt water voor optimale aanvulling van de xCential-gels en xCential blue gels. Het kan worden toegepast bij alle gels en verbetert zo de behandeling. Het water beschermt namelijk tegen voortijdig opdrogen van de gel. Daarnaast hydrateert het de huid en biedt het verzorgende bestanddelen.

Spuit acqua+ voor of tijdens het gebruik van de xCential-gels direct op de te behandelen delen van de huid door het pompje 2-4 maal in te drukken.

Met acqua+ geniet u „meer“ van uw hoogwaardige gels.



**xCentialOL****Stijve rug en stijve spieren**

Met liposomen ingekapseld extract van boswellia serrata met maximale concentratie aan werkzame stoffen.

xCentialRO**Rode, gevoelige huid**

Magnolol en de werkzame stoffen van de knopjes van de kappertjesplant werken kalmerend voor de huid en extra gevoelig.

xCentialNA**Littekens en zwangerschapsstrepen**

Bioactieve aminozuren en het natuurlijke extract van onopordum acanthium bieden een gerichte ondersteuning voor het herstelproces.

xCentialAK**Onzuivere, vette huid**

Natuurlijk salicylzuur uit wilgenbast opent hoornachtig geworden poriën. Zilverkaars werkt regulerend op de talgproductie van de talgklieren.

xCentialPS**Droge, schilferige huid**

Van liposomaal werkzame stoffen van het natuurlijke boswelliazuur, magnolol, met liposomen ingekapselde zoethoutstof, calendula-extract, dexpanthenol en zuivere cameliazaadolie.

xCentialNE**Droge, geïrriteerde huid**

Magnolol, dexpanthenol, extract van kappertjesloten en pure cameliaolie werken verzachtend op de huid en hydrateren.

xCentialOL

- Breng de xCential OL gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer het programma **M** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen met enige druk op de huid.
- Als u klaar bent met de OL behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



xCentialRO

- Breng de xCential RO gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **M** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de RO behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



PROGRAMMA 2 | M

Bij stijve rug en stijve spieren



Behandeldingsduur: 12-16 min.
Gebruikswijze: dagelijks of indien nodig

PROGRAMMA 2 | M

Bij rode, gevoelige huid



Behandeldingsduur: Gezicht 4-8 min.
Lichaam: 12-16 min.
Gebruikswijze: 3x per week

xCentialNA

- Breng de xCential NA gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **M** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de NA behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



xCentialAK

- Breng de xCential AK gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **W** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de AK behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



PROGRAMMA 2 | M

Bij littekens en zwangerschapsstrepen



Behandeldingsduur: Gezicht 4-8 min.
Lichaam 12-16 min.
Gebruikswijze: dagelijks of indien nodig

PROGRAMMA 3 | W

Bij onzuivere, vette huid



Behandeldingsduur: Gezicht 4-8 min.
Lichaam 12-16 min.
Gebruikswijze: dagelijks of indien nodig

xCentialPS

- Breng de xCential PS gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **M** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de PS behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



xCentialNE

- Breng de xCential NE gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **M** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de NE behandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.



PROGRAMMA 2 | M

Bij droge, schilferige huid



Behandeldingsduur: Gezicht 4-8 min.
Lichaam 8-16 min.
Gebruikswijze: dagelijks of indien nodig

PROGRAMMA 2 | M

Bij droge, geïrriteerde huid



Behandeldingsduur: Gezicht 4-8 min.
Lichaam 12-16 min.
Gebruikswijze: dagelijks of indien nodig

Volg onderstaande instructies op om lang plezier van uw apparaat te hebben.



Verlengde internationale garantie

Registreer uw apparaat voor de verlengde, volledige 2-jaarsgarantie. Bovenop de wettelijk geregelde garantie kunt u zonder extra kosten profiteren van de verlengde, wereldwijde, volledige SQOOM-garantie. www.sqoom.com/internationalewarranty

Servicenummer: +49 (0) 741 174 124 0

Ma - Vr van 8 tot 18 uur

- Droog opslaan en niet met water afspoelen.
- Reinig de geluidskop met een vochtige doek.
- Plaats het apparaat na het uitschakelen in het laadstation en zorg ervoor dat het blauwe LED-lampje brandt.
- Het blauwe LED-lampje wordt groen, als het opladen beëindigd is. Is er een probleem met het laden, dan knippert de led blauw.
- Wanneer de batterij van het apparaat volledig ontladen is, dan dient u de batterij minstens 3 uur lang op te laden, voordat u het apparaat weer kunt gebruiken.
- Het apparaat werkt bij volledige oplading ongeveer 4 uur.
- Houd de STEP-knop ca. 3 seconden lang ingedrukt, om de laadtoestand van de batterij aan te geven. Als de leds van de 6 programma's oplichten, is het apparaat volledig opgeladen. Branden slechts 2 leds, dan is er nog genoeg spanning voor ca. 30 minuten aanwezig. Is er een pieptoon hoorbaar, dan moet de batterij opgeladen worden.
- Als u het apparaat 2 minuten na het inschakelen niet gebruikt, schakelt het apparaat automatisch uit.
- De geprogrammeerde gebruiksduur voor elke stap bedraagt 4 minuten. Na 4 minuten is een signaaltoon hoorbaar, waarna het apparaat in de stand-by schakelt. Wordt binnen 2 minuten geen programma gekozen, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
- De nominale ingangsspanning bedraagt 100 V tot 240 V wisselspanning. Het apparaat kan dus op reis meegenomen worden en over de hele wereld gebruikt worden.
- Neem de stekker van het laadstation uit het stopcontact, zodra uw apparaat volledig is opgeladen.
- Houd alle elektrische contacten schoon, stofvrij en droog.

Beschrijving van het apparaat

Apparaat SQOOM M2 (T-0204A)

Laadstation

Netspanning AC 100 – 240, 50/60Hz

Uitgang/Adapter DC 4.2V, 1A

Vermogen 7 W

Gewicht 133 g

Handapparaat

Lithium-/ionenbatterij

Uitgang/Adapter DC 3.7V / 2200mA

Gewicht 194 g (bruto)

Ultrageluid

Frequentie 1 MHz

Intensiteitsniveaus van 0,1 W/ cm² bis 0,5 W/ cm²

Ion

Frequentie 1,150Hz ~ 1,785Hz

In het belang van de terugwinning van grondstoffen dient u het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval weg te gooien. U kunt het apparaat verwijderen via Schick Medical GmbH of via de desbetreffende verzameldepots in uw gemeente.

Gebruik SQOOM toepassingen uitsluitend met de door ons aangeboden en speciaal ontwikkelde gels.

Behandel een deel van de huid niet langer dan 20 minuten per dag.

Voer de behandeling met SQOOM niet uit op een plek die door huidkanker aangetast is of waar u een operatie ondergaan hebt.

Gebruik SQOOM niet als u een pacemaker draagt.

Bij een overactieve schildklier dient u de SQOOM-behandeling niet uit te voeren op het voorste gedeelte van de hals en het borstgedeelte.

Voer de behandeling met SQOOM niet uit in de buurt van gewrichts-implantaten. Dit kan tot een toename van de pijn leiden.

Tijdens de zwangerschap dient u de behandeling met SQOOM niet uit te voeren in het gedeelte van buik en borst.

Vermijd contact van Gel en geluidskop met de oogbol, ooglid en slijmvliezen.

Het apparaat en de gel / crème uit de buurt van kinderen houden.

Gel / crème niet boven de 25°C bewaren.

De gel / crème dient uitsluitend voor toepassing op de huid.

Als u met uw SQOOM een andere persoon behandelt, dient u erop te letten dat uw vrije hand de andere persoon raakt (huidcontact). Alleen op die manier is de kringloop gesloten en werkt uw SQOOM correct.

© Alle rechten zijn voorbehouden aan Schick Medical GmbH. Reproductie en bewerking buiten het kader van het auteursrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Schick Medical GmbH,
D-78628 Rottweil



Een geregistreerd merk van
Schick Medical GmbH

Auf dem Wall 29
D-78628 Rottweil
Tel.: +49(0)741/174 124 0
Fax: +49(0)741/174 124 19
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com