

ISQOOM®
Instrucciones de
funcionamiento





Breve resumen	4
Aplicaciones	6
Los geles xCential	8
Los diferentes programas xCential	10
Cuidados y almacenamiento	16
Información técnica y datos importantes	18

Muchas gracias por comprar SQOOM. Este concepto altamente cualificado por el experto en dermatología y medicina de SQOOM Global AB ofrece geles altamente efectivos y programas especialmente desarrollados para una limpieza profunda de la piel y el blanqueado de las manchas de vejez, además de luchar contra el anti envejecimiento y contra pieles problemáticas y tensiones musculares.

Posiblemente la manera más elegante de conseguir una piel visiblemente más hermosa. El revolucionario y patentado SQOOM concept ofrece una tecnología de ultrasonidos e iontoforesis.

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente para unos resultados óptimos y máximo éxito con el tratamiento.



1 | Transductor con aleación de titanio apto para personas que padecen alergias. Aplicar los geles activos generosamente aquí.

2 | Luces de control
Las luces de control indican que el aparato está en funcionamiento cuando parpadean (solamente si hay contacto con la piel).

3 | On/OFF Botón de encendido
Se enciende el aparato con este botón apretando una vez.

4 | Botón STEP para seleccionar un programa
Cuando apriete el botón STEP iniciará uno de los programas.

5 | Mango de contacto
Agarre el mango siempre de cada lado para establecer el contacto.

6 | Cargador
Ponga el aparato en el cargador después de cada aplicación para que el SQOOM esté siempre operativo en cualquier momento.


7 | Luces de control de la batería
Cuando la luz de control está en verde indica que el aparato está completamente cargado. Si es azul indica que aun se está cargando.




Limpiar la piel como de costumbre antes de cada aplicación. Seguidamente aplicar uno de los ingredientes generosamente en el cabezal (1) o directamente en el área de la piel que quiera tratar. Encienda el aparato (2).

Ahora escoja el programa apropiado (3) y agarre el SQOOM por los dos lados del mango para establecer el contacto (4). Luego aplique el transductor (cabezal) en el área de la piel que quiera tratar y mueva el SQOOM suave y lentamente en movimientos circulares (5).

Anotar por favor: Si trata a otra persona tiene que asegurarse que su otra mano esté en contacto con la persona tratada (contacto piel con piel). Esto permite el cierre del círculo y que su SQOOM funcione a la perfección (parpadean las luces) (6).





xCential cleanser

xCential cleanser. Para una limpieza óptima y profunda que suple la piel con la hidratación necesaria y la prepara para el tratamiento SQOOM. El panthenol y la camolila tienen un efecto relajante y reconfortante.

xCential H+

El innovador gel H+ está compuesto enteramente por ingredientes amigos de origen natural para conseguir una piel visiblemente más hermosa. El ingrediente principal es el hyaluron un reconocido hidratante. Las diminutas partículas de ácido hyaluronico de mínimo peso llegan a las capas más profundas de la piel para rellenar los huecos abiertos por el envejecimiento.

xCential deSpot

Este gel blanqueador contiene una combinación única de los ingredientes activos el sulphoramane y el genistein. Estos pueden aclarar las áreas tratadas de la piel y las manchas de vejez en una combinación liposomal.

xCential booster

Un estímulo concentrado durante 24 h. Proporciona a la piel un efecto inmediato de frescura y aterciopelado. Se reduce la profundidad de la arruga después de una sola aplicación y el xCential booster mantiene el efecto durante 8 h.

xCentialcleanser

- Limpiar la piel como de costumbre (maquillaje, cremas y perfume).
- Aplicar el xCential cleanser generosamente en el transductor (cabezal) o en el área de la piel que quiera tratar.
- Encienda el botón y seleccione el programa C con el botón STEP o el programa I (azul) para las áreas (ojos) más sensibles.
- Agarre el mango por los dos lados para establecer el contacto.
- Ahora ponga el cabezal sobre el área de la piel que quiera tratar y mueva el SQQOM suave y lentamente en movimientos circulares.
- Aclarar la cara con mucha agua después del tratamiento cleansing.
- Resultados: la piel está limpia hasta en los poros más abiertos.



PROGRAMA 1 | C

Limpia hasta los poros más abiertos



PROGRAMA 6 | I azul

Específico para las áreas más sensibles por ejemplo los ojos



Duración del tratamiento: 4 min

Aplicación: Una vez por semana.
Usar cada día para obtener resultados más rápidos.

xCentialH+


- Recomendamos usar el programa cleansing antes de cada tratamiento.
- Aplicar generosamente el xCential H+ en el transductor (cabezal) o directamente en el área de la piel que quiere tratar.
- Apriete el botón ON y seleccione el programa W con el botón STEP o el programa I (verde) para las áreas más sensibles.
- Agarre el mango por los dos lados para establecer el contacto.
- Ahora ponga el cabezal (transductor) en el área de la piel que quiere tratar y mueva el SQQOM con movimientos suaves, lentos y circulares.
- Recomendamos dejar el gel como una mascarilla durante la noche cuando haga el tratamiento antes de ir a la cama. Si se hace el tratamiento por la mañana recomendamos lavar la cara después del tratamiento.
- Resultados: la piel es visiblemente más hermosa.



Consejos: Usar el programa M y L además de la aplicación H+ (W)

PROGRAMA 3 | W

Reduce y tensa la piel.



PROGRAMA 6 | I verde

Específico para las áreas más sensibles por ejemplo los ojos.



Duración del tratamiento: 8 - 12 min

Aplicación: Una vez por semana.
Usar cada día para obtener resultados más rápidos.

xCentialdeSpot

- Recomendamos el programa cleansing antes de cada tratamiento.
- Aplicar generosamente el xCential deSpot en el transductor (cabezal) o directamente en el área de la piel que quiere tratar.
- Encienda el aparato y seleccione el programa W con el botón STEP o el programa I (verde) para las áreas más sensibles.
- Agarre el mango por los dos lados para establecer el contacto.
- Ahora ponga el cabezal (transductor) en el área de la piel que quiere tratar y mueva el SQQOOM en movimientos suaves, lentos y circulares.
- Recomendamos dejar el gel durante la noche como una mascarilla si se hace el tratamiento antes de ir a la cama. Si hace el tratamiento por la mañana recomendamos lavar la cara después del tratamiento.
- Resultados: Blanquea las áreas de la piel tratada y las manchas de envejecimiento.



PROGRAMA 3 | W

Aplicación para el blanqueado



PROGRAMA 6 | I verde

Específico para las áreas más sensibles por ejemplo los ojos.



Duración del tratamiento: 8 - 12 min

Aplicación: Una vez por semana.
Usar cada día para obtener resultados más rápidos.

xCentialbooster

- Aplicar el xCential booster en el transductor (cabezal) o en el área de la piel que quiere tratar.
- Encienda el aparato y seleccione el programa S con el botón STEP.
- Agarre el mango por los dos lados para establecer el contacto.
- Ahora ponga el transductor (cabezal) en el área de la piel que quiere tratar y mueva el SQQOOM suave y lentamente en movimientos circulares.
- Deje el gel en la piel después de la aplicación booster y use sus dedos para masajear el remanente.
- Resultados: Aporta a la piel un aspecto más joven y luminosa.



PROGRAMA 5 | S

Hidratación concentrada durante 24 h



Duración del tratamiento: 4 min

Aplicación: Ideal como suplemento con el xCential H+ o para una ocasión especial para un efecto inmediato.



Por favor leer los siguientes consejos para disfrutar plenamente con SQQOOM.



Extended international warranty

Extensión de la garantía internacional. Por favor registre el aparato para obtener una garantía completa. Con la extensión legal de la garantía prescrita podrá usar la extensión de garantía mundial de SQQOOM sin cargo. www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Guardar en un sitio seco y no sumergido en agua.
- Limpiar el transductor con un trapo húmedo.
- Colocar el aparato en el cargador después de apagarlo y asegúrense que la luz sea de color azul.
- La luz azul cambia y se torna verde cuando el aparato está cargado. Si surge algún problema cuando se está cargando, la luz parpadea en azul.
- Si la batería está completamente sin cargar, por favor dejar que cargue por lo menos durante 3 horas antes de utilizar el aparato otra vez.
- Cuando el aparato está completamente cargado se puede usar durante 4 horas aproximadamente. Con una carga completa se puede usar el aparato durante 2 semanas durante 12 min cada día.
- Apretar el botón STEP durante 3 segundos para ver el tiempo restante de batería. Si los LEDs de los 6 programas se encienden quiere decir que la batería está completamente cargada. Si solamente brillan 2 LEDs quedan 30 min de uso aproximadamente. La batería debe cargarse cuando suene la señal.
- Si no se usa el aparato durante los próximos 2 min después de encenderlo se apagará automáticamente.
- Cada aplicación está programada para durar 4 min. Cuando hayan pasado sonará una señal. Luego el aparato pasa a estar en stand-by. Si no se enciende otra vez pasaran 2 min y luego se apagará totalmente.
- El voltaje establecido es de 100 V a 240 V AC. Esto permite llevar el aparato en todos sus viajes en todo el mundo.
- Sacar el enchufe del cargador una vez el aparato está completamente cargado.
- Guardar todos los elementos eléctricos limpios, sin polvo y en un sitio seco.

Dados técnicos y de protección medioambiental

Denominación del aparato

Aparato	SQOOM M2
Cargador	
Voltajes principales	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Adaptador	DC 4.2 V, 1A
Potencia	7 W
Peso	133 g
Aparato manual	
Lithium/batería ion	
Adaptador	DC 3,7V / 2200mA
Peso	194 g (gross)
Ultrasonido	
Frecuencia	1 MHz
Intensidad de niveles Ion	de 0.1 W/ cm ² hasta 0.5 W/ cm ²
Frecuencia	1,150Hz ~ 1,785Hz



En el interés de reciclar materia prima no se debería depositar el aparato con los residuos caseros cuando se haya extinguido el tiempo operacional del mismo. Se podrá ejecutar su eliminación mediante SQOOM Global AB o en los depósitos señalados por la administración municipal local.

Datos importantes

Usar solo los geles SQOOM que hayan sido desarrollados únicamente por nosotros para las aplicaciones.

No tratar un área de piel más de 20 min al día.

No tratar un área de piel que esté afectado por un cancer o tratado quirurgicamente.

No usar SQOOM si lleva un marca pasos cardiaco.

No se debe tratar las zonas del cuello y escote con SQOOM en caso de hipertiroidismo.

No se debe tratar el área alrededor de implantes de las articulaciones con SQOOM. Esto podría incrementar el dolor.

No tratar el área del abdomen y escote durante el embarazo.

Evitar el contacto de los geles y transductor con el globo ocular, los parpados y membranas mucosas.

Guardar el aparato y los geles / cremas fuera del alcance de los niños.

No guardar los geles/cremas a más de 25 C°.

Los geles /cremas han sido desarrollados exclusivamente para uso externo.

Si trata a otra persona con su SQOOM deberá asegurarse que su mano libre esté en contacto con ella (contacto piel). Esto cerrará el circuito y permitirá que su SQOOM funcione a la perfección.

© Todos los derechos reservados para SQOOM Global AB. No está permitido cualquier copia o edición sin permiso escrito por antelación.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Marca registrada de SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com