



ISQOOM®
Käyttöohjeet



essentialH+

ISQOOM®



Yleiskatsaus	4
Käyttö	6
xCential anti-age -geelit	8
xCential ohjelmat	10
Huolto ja säilytys	16
Teknisiä tietoja ja tärkeitä vinkkejä	18

Kiitämme Sinua päätöksestäsi hankkia SQOOM-ihonhoitolaite. Tämä korkealaatuinen hoitomenetelmä lääke- ja ihonhoitoalan asiantuntijalta, SQOOM Global AB, tarjoaa tehokkaita geelejä sekä ihonhoito-ohjelmia, jotka ovat suunniteltu erityisesti ikääntymisen merkkejä vastaan sekä ihon kirkastamiseen ja puhdistamiseen. SQOOM tarjoaa myös ohjelmia iho-ongelmien hoitoon sekä selän ja niskan alueiden lihasjännityksiä lieventämään.

Vallankumouksellinen SQOOM-hoitomenetelmä yhdistää ultraäänen ja ionisaation yhdeksi käteväksi laitteeksi. SQOOM on yksi hienostuneimmista tavoista saavuttaa ja ylläpitää kaunis iho.

Luethan nämä ohjeet ajatuksella saavuttaaksesi optimaaliset tulokset sekä maksimaalisen hoitotuloksen.



1 | Titaniumpäällysteinen anturi – soveltuu allergikoille
Levitä aktiivisten ainesosien geelit tähän.

2 | Merkkivalot
Laitteen merkkivalot viestivät vilkkumalla säännöllisesti, kun laite on toiminnassa (vain ihokontaktin aikana)

3 | On / Off Virtanäppäin
Laite kytketään päälle ja pois painamalla näppäintä kerran.

4 | Ohjelman valintanäppäin STEP
Aina painaessasi STEP –näppäintä vaihdat uuteen ohjelmaan.

5 | Pidikkeet
Pitele SQQOOMiasi aina molemmista pidikkeistä.

6 | Latausasema
Aseta laite takaisin latausasemaan aina käytön jälkeen pitääksesi SQQOOMin aina käyttövalmiina.

7 | Akun merkkivalo
Kun merkkivalo palaa vihreänä, laite on täysin ladattu.
Jos valo on sininen, laite latautuu vielä.




Puhdista iho kuten normaalisti ennen jokaista SQOOM-hoitoa. Seuraavaksi levitä haluamaasi SQOOM-geeliä anturille (1) tai suoraan hoidettavalle iho-alueelle. Kytke laite päälle (2).

Seuraavaksi valitse haluamasi hoito-ohjelma (3) ja pitele SQOOMia tukevasti sen molemmista pidikkeistä (4).

Aseta anturi ihoalueelle, jota haluat hoitaa ja liikuttele sitä pehmeästi iholla pyöriävin liikkein (5).

Huomaa: Jos hoidat toista henkilöä SQOOM - laitteellasi pidä huoli siitä, että vapaa kätesi koskettaa hoidettavaa henkilöä (ihokontakti). Tämä sulkee ympyrän ja takaa SQOOMin moitteettoman toiminnan (vilkkuva kontrollivalo) (6).





xCentialcleanser

Optimaalinen fysikaalinen syväpuhdistusprosessi, joka antaa iholle kosteutta valmistaen sen SQOOM hoitoon. Panthenolilla ja kamomillauutteella on ihoa rauhoittava ja rentouttava vaikutus.

xCentialH+

Innovatiivinen H+ -geeli on valmistettu täysin iho-ystävällisistä, luonnollisista aktiiviainesosista silminnähden kauniimman ihon saavuttamiseksi. Pienimolekyylinen hyaloronihappo siirtyy ihon syvempiin kerroksiin, missä se täyttää ikääntymisprosessissa syntyneitä tyhjiä kohtia. Uusi aktiiviainesosien yhdistelmä suojaa ihoa vapaita radikaaleja vastaan ja aloe vera kosteuttaa ihoa.

xCentialdeSpot

Ihoa kirkastava ja pigmenttiläisiä vaalentava geeli sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän aktiivisia ainesosia (sylforafan ja genistein -uutetta). Geelin liposomiyhdistelmä kirkastaa ihoalueita sekä vähentää pigmenttiläisiä.

xCentialbooster

24-tunnin tehokosteuttaja. Iho tuntuu välittömästi pehmeältä ja samettimaiselta sekä näyttää nuorekkaalta ja kirkkaalta.

xCentialcleanser

- Puhdista iho kuten normaalisti (meikki, voiteet, parfyymit).
- Levitä xCential cleanser –puhdistusgeeliä runsaasti anturiin tai ihoalueelle, jota haluat hoitaa.
- Kytke laite päälle POWER–virtanäppäimestä ja valitse ohjelma C STEP–näppäintä käyttäen tai ohjelma I (sininen) herkälle silmän ympäräisalueelle.
- Pitele SQOOMia molemmista kontaktipidikkeistä.
- Aseta anturi ihoalueelle, jota haluat hoitaa ja liikuttele sitä pehmeästi ja hitaasti iholla pyörivin liikkein.
- Pese kasvot runsaalla vedellä puhdistusohjelman jälkeen.
- Tulos: syväpuhdas iho



OHJELMA 1 | C

Syväpuhdistava hoito



OHJELMA 6 | I sininen

Erityisesti silmien ympäräisiholle



Hoidon kesto: 4 min
Käyttö: Kerran viikossa, käytä päivittäin saavuttaaksesi hoitotulokset nopeammin.

xCentialH+


- Suosittelemme puhdistusohjelman käyttöä ennen jokaista hoitoa.
- Levitä xCential H+ -geeliä runsaasti anturiin tai ihoalueelle, jota haluat hoitaa.
- Kytke laite päälle POWER–virtanäppäimestä ja valitse ohjelma W STEP –näppäintä käyttäen tai ohjelma I (vihreä) herkälle silmän ympäräisalueelle.
- Pitele SQOOMia molemmista kontaktipidikkeistä.
- Aseta anturi ihoalueelle, jota haluat hoitaa ja liikuttele sitä pehmeästi ja hitaasti iholla pyörivin liikkein.
- Suosittelemme geeliä jätettäväksi iholle naamioksi yön yli, kun hoidat ihoasi iltaisin.
- Jos teet hoidon aamulla tai päivällä, suosittelemme pesemään geelin pois hoidon jälkeen.
- Tulos: silminnähdän kauniimpi iho



Vinkki: voit myös käyttää M ja L ohjelmia H+ kanssa normaalin H+ (W) sijaan.

OHJELMA 3 | W

Juonteiden häivyttäminen ja ihon kiinteyttäminen



OHJELMA 6 | I vihreä

Erityisesti silmän ympäräisiholle



Hoidon kesto: 8-12 min
Käyttö: Kerran viikossa, käytä päivittäin saavuttaaksesi hoitotulokset nopeammin.

xCentialdeSpot

- Suosittelemme puhdistusohjelman käyttöä ennen jokaista hoitoa.
- Levitä xCential deSpot -geeliä runsaasti anturiin tai ihoalueelle, jota haluat hoitaa.
- Kytke laite päälle POWER-virtanäppäimestä ja valitse ohjelma W STEP -näppäintä käyttäen tai ohjelma I (vihreä) herkälle silmänympärysalueelle.
- Pitele SQOOMia molemmista kontaktipidikkeistä.
- Aseta anturi ihoalueelle, jota haluat hoitaa ja liikuttele sitä pehmeästi ja hitaasti iholla pyörivin liikkein.
- Suosittelemme geelin jätettäväksi iholle naamioksi yön yli, kun hoidat ihoasi iltaisin.
- Jos teet hoidon aamulla tai päivällä, suosittelemme pesemään geelin pois hoidon jälkeen.
- Tulos: ihoalueiden ja maksaläiskien vaalentuminen.



xCentialbooster

- Levitä xCential booster -geeliä runsaasti anturiin tai ihoalueelle, jota haluat hoitaa.
- Kytke laite päälle POWER-virtanäppäimestä ja valitse ohjelma S STEP -näppäintä käyttäen
- Pitele SQOOMia molemmista kontaktipidikkeistä.
- Aseta anturi ihoalueelle, jota haluat hoitaa ja liikuttele sitä pehmeästi ja hitaasti iholla pyörivin liikkein.
- Hoidon jälkeen hiero sormenpäilläsi geeli ihoosi.
- Tulos: Antaa iholle nuorekkaan ja kirkkaan ilmeen.



OHJELMA 3 | W

Vaalentava ja iho ihoa kirkastava ohjelma



OHJELMA 6 | I vihreä

Eryteisesti silmänympärysiholle



OHJELMA 5 | S

pitkäkestoista kosteutta 24t




Hoidon kesto:

8-12 min

Käyttö:

Kerran viikossa, käytä päivittäin saavuttaaksesi hoitotulokset nopeammin.



Hoidon kesto:

4min

Käyttö:

Tarpeen mukaan - näet tulokset välittömästi. Erinomainen myös xCential H+ hoidon rinnalla.



Tutustuthan seuraaviin vinkkeihin, jotta saat enemmän hyötyä SQQOMistasi.



Extended warranty

Rekisteröi laitteesi laajennettu täystakuu. Pidentäen lainmukaista takuuaikaa ja vastuuta, voit käyttää laajennettua maailmanlaajuista SQQOM täystakuuta veloitusetta.

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Säilytä kuivassa paikassa.
- Puhdista anturi käytön jälkeen kostealla liinalla, älä pese laitetta vedellä.
- Aseta laite käytön jälkeen latausasemaan ja varmista, että sininen valo syttyy.
- Kun laite on ladattu, sininen valo muuttuu vihreäksi. Lataushäiriön sattuessa valo vilkkuu.
- Jos akku on kokonaan tyhjentynyt, lataa sitä ainakin 3 tuntia ennen käyttöä.
- Akku täyteen ladattuna tuotteella on noin neljän tunnin käyttöaika. Yksi täyslataaminen voi kestää käytössä yli kaksi viikkoa jos laitetta käytetään 12 minuuttia päivässä.
- Paina STEP-näppäintä noin kolme sekuntia nähdäksesi jäljellä olevan akun varaustason. Jos kaikkien kuuden ohjelman LED-valot syttyvät, laitteen akku on täysi.
- Jos vain kaksi LED – valoa palaa, latausta on jäljellä noin 30 minuuttia. Laite antaa merkkiäänän, kun akku tulee ladata.
- Jos laitetta ei käytetä kahden minuutin sisällä sen kytkemisestä päälle, se sammuu automaattisesti.
- Ohjelmoitu käyttöaika jokaiselle ohjelmalle on neljä minuuttia. Kun neljä minuuttia on kulunut, laite antaa merkkiäänän. Tämän jälkeen laite kytkee valmiustilan päälle. Jos laitetta ei kytketä päälle kahden minuutin sisällä, se menee pois päältä automaattisesti.
- Laite toimii 100-240V virralla, joten voit käyttää sitä matkoilla ja missä päin maailmaa tahansa.
- Irrota virtajohto latausasemasta, kun laite on ladattu.
- Pidä kaikki sähkökontaktipinnat puhtaina, pölyttöminä ja kuivina.

Laitteen merkintä

Laite	SQOOM M2
Latausasema	
Jännite	AC 100 – 240 V, 50/60Hz
Paino	133 g
Käsilaitte	
Lithium/ion patterij	
Jännite	AC 100 – 240 V
Adapteri	4,2 V 1 A
Teho	7 W
Paino	194 g (bruto)
Ultraääni	
Taajuus	1 MHz
Intensiteettitaso	van 0,1 W/cm2 bis 0,5 W/cm2
Ionisaatio	1 Hz/150 µsec pulsbreedte

Laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen seassa sen käyttöiän tullessa loppuun. Hävittäminen voidaan hoitaa SQOOM Global AB :n kautta tai soveltuviissa keräyspaikoissa, jotka löytää ottamalla yhteyttä paikalliseen hallinnoijaan tai kunnalliseen tahoon.

Käytä vain alkuperäisiä ja aitoja SQOOM-geelejä ja –laitetta. Älä hoida yhtä ihoaluetta yli 20 minuuttia päivässä.

Älä käytä SQOOMia ihoalueella, jossa on ihosyöpää tai joka on vastikään leikattu.

Älä käytä SQOOMia, jos sinulla on sydämentahdistin.

Jos kärsit kilpirauhasen ylitoiminnasta älä käytä laitetta kaulan ja rinnan alueella.

Älä käytä laitetta nivelimplanttien alueella. Tämä saattaa aiheuttaa lisääntynyttä kipua.

Älä käytä laitetta rinnan tai vatsan seudulla raskauden aikana.

Vältä geelin ja anturin kontaktia silmämunien, silmäluomien sekä muiden limakalvojen kanssa.

Pidä laite ja geelit poissa lasten ulottuvilta.

Älä säilytä geelejä yli 25 °C lämpötilassa.

Geelit ovat tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.

Jos hoidat toista henkilöä SQOOM laitteellasi, kosketa vapaalla kädelläsi hoidettavaa henkilöä (ihokontakti). Tämä sulkee ympyrän ja takaa laitteen oikean toiminnan.

© SQOOM Global AB pidättää kaikki oikeudet materiaaliin, ei saa kopioida tai muokata ilman kirjallista lupaa.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



A registered trademark of SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com