



ISQOOM®
Gebruiksaanwijzing





Kort overzicht	4
Gebruik	6
De xCential gels	8
De xCential programma's	10
Onderhoud en bewaren	16
Technische gegevens en belangrijke instructies	18

Hartelijk dank dat u voor SQOOM gekozen hebt. Dit hoogwaardige concept van SQOOM Global AB, de expert in gezondheidszorg en dermatologie, biedt uiterst werkzame gels en speciaal ontwikkelde programma's aan voor toepassing bij anti-aging, whitening, reiniging, huidproblemen, een stijve rug en stijve spieren.

Misschien wel de meest elegante manier om een zichtbaar mooie huid te krijgen. Het revolutionaire SQOOM concept met gepatenteerde synchroenschakeling van ultrageluid en ionisatie.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een optimaal behandelingsresultaat..



**1 | Geluidskop met legering van titanium
speciaal geschikt voor mensen met een
allergie**

Breng hier de werkzame gel royaal aan.

2 | Controlelampje

De controlelampjes van het apparaat geven door een regelmatig knipperen aan, dat het apparaat in werking is (alleen tijdens contact met de huid).

3 | Aan/Uit-knop

Door de knop één keer in te drukken, schakelt u het apparaat in of weer uit.

4 | Programmakeuzeknop STEP

Met elke druk op de STEP-knop roept u een van de programma's op.

5 | Contactgrepen

Houd het apparaat altijd zodanig vast, dat u de contactgrepen aan beide zijden raakt.

6 | Laadstation

Plaats het apparaat na elk gebruik terug in het laadstation. Zo kunt u altijd over een gebruiksklare SQOOM beschikken.

7 | Controlelampje voor de batterij


Als het controlelampje groen oplicht, is het apparaat volledig opgeladen. Bij blauw licht laadt het apparaat op.



Reinig voor elk gebruik uw huid zoals u dat gewend bent. Breng vervolgens de werkzame gel royaal aan op de geluidskop (1) of direct op het te behandelen deel van de huid. Schakel het apparaat in (2).

Kies nu het juiste gebruiksprogramma (3) en omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen (4) raakt. Zet dan de geluidskop tegen het te behandelen deel van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid (5).

Let goed op: als u met uw SQOOM een andere persoon behandelt, dient u met uw vrije hand de andere persoon aan te raken (huidcontact). Alleen dan is de kringloop gesloten en werkt uw SQOOM correct. Het controlelampje (6) knippert.





xCential **cleanser**

Interactieve, fysische, diepgaande reinigende verzorging, die de huid diepgaand reinigt, hydrateert en voorbereidt op de SQOOM behandeling. Panthenol en kamille extract hebben een kalmerend en ontspannend effect op de huid. Kan tevens gebruikt worden bij een probleemhuid.

xCential **H+**

Het innovatieve H+ serum met geheel huidvriendelijke, natuurlijke, actieve ingrediënten voor een zichtbaar mooie en stralende huid. Het belangrijkste ingrediënt van xCential H+ is hyaluronzuur, een befaamde moisturizer. Kleine deeltjes hyaluronzuur met laag moleculair gewicht bereiken de diepere huidlagen en vullen de holle ruimtes veroorzaakt door het verouderingsproces op.

xCential **deSpot**

Deze whitening serum bevat een unieke combinatie van de actieve ingrediënten sulforafaan en genesteïne. In een liposomale combinatie verheldert het de huid en vermindert ouderdomsvlekjes.

xCential **booster**

Geconcentreerde hydratatie boost gedurende 24 uur. De diepte van de rimpel is al na slechts één keer aanbrengen verminderd. xCential booster heeft een 8 uur durende anti-rimpel effect. Voor een frisse en fluweelzachte huid met onmiddellijk effect.

xCentialcleanser

- Reinig uw huid zoals u dat gewend bent. Verwijder make-up, crèmes en parfum.
- Breng royaal xCential cleanser gel aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **C** met de STEP-knop of programma **I** (blauw) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de reiniging, spoelt u uw gezicht met veel water af.
- Resultaat: een schone huid tot diep in de poriën.



PROGRAMMA 1 | C

Diepe reiniging van de poriën



PROGRAMMA 6 | I blauw

Speciaal voor gebied rond de ogen



Behandelingsduur: 4 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week.
Voor een beter resultaat zelfs dagelijks gebruik mogelijk.

xCentialH+


- We adviseren u voor ieder gebruik het reinigingsprogramma uit te voeren.
- Breng xCentialH+ gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **W** met de STEP-knop of programma **I** (groen) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Bij gebruik 's avonds raden wij aan om de gel niet te verwijderen en 's nachts als masker in de huid te laten trekken.
- Behandel u in de ochtend of in de loop van de dag, dan raden wij aan om de gel na gebruik af te spoelen.
- Resultaat: een zichtbaar mooie en frisse huid.



Tip: gebruik 1-2x per week 4 minuten extra het programma **M** en **L** naast de normale toepassing van programma **W**.

PROGRAMMA 3 | W

Verminderen van rimpeltjes en versteviging van de huid



PROGRAMMA 6 | I groen

Speciaal voor gebied rond de ogen



Behandelingsduur: 8-12 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week
Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk.


xCentialdeSpot

- We adviseren u voor ieder gebruik het reinigingsprogramma uit te voeren.
- Breng de xCential deSpot gel royaal aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **W** met de STEP-knop of programma **I** (groen) voor het gebied rond de ogen.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Bij gebruik 's avonds raden wij aan om de gel niet te verwijderen en deze 's nachts als een masker in de huid te laten trekken.
Behandelt u in de ochtend of in de loop van de dag, dan raden wij aan om de gel na gebruik af te spoelen.
- Resultaat: lichtere huidpartijen en ouderdomsvlekken.



PROGRAMMA 3 | W

Toepassing Whitening



PROGRAMMA 6 | I groen

Speciaal voor het gebied rond de ogen



Behandelingsduur: 8-12 min.
Gebruikswijze: Eenmaal per week.
Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk.

xCentialbooster

- Breng de xCential booster gel aan op de geluidskop of breng de gel direct aan op de te behandelen delen van de huid.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en selecteer programma **S** met de STEP-knop.
- Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de contactgrepen raakt.
- Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid.
- Als u klaar bent met de boosterbehandeling, laat u de overige gel op de huid zitten en masseert u deze in met uw vingers.
- Resultaat: een jeugdig, stralend uiterlijk.



PROGRAMMA 5 | S

Geconcentreerde hydratatie gedurende 24 uur



Behandelingsduur: 4 min.
Gebruikswijze: Indien nodig – het directe effect voor speciale gelegenheden of als ideale aanvulling na het gebruik van xCential H+.



Volg onderstaande instructies op om lang plezier van uw apparaat te hebben.



Verlengde internationale garantie

Registreer uw apparaat voor de verlengde, volledige garantie.

Bovenop de wettelijk geregelde garantie kunt u zonder extra kosten profiteren van de verlengde, wereldwijde, volledige SQOOM-garantie.

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Droog opslaan en niet met water afspoelen.
- Reinig de geluidskop met een vochtige doek.
- Plaats het apparaat na het uitschakelen in het laadstation en zorg ervoor dat het blauwe LED-lampje brandt.
- Het blauwe LED-lampje wordt groen, als het opladen beëindigd is. Is er een probleem met het laden, dan knippert de led blauw.
- Wanneer de batterij van het apparaat volledig ontladen is, dan dient u de batterij minstens 3 uur lang op te laden, voordat u het apparaat weer kunt gebruiken.
- Het apparaat werkt bij volledige oplading ongeveer 4 uur.
- Houd de STEP-knop ca. 3 seconden lang ingedrukt, om de laadtoestand van de batterij aan te geven. Als de leds van de 6 programma's oplichten, is het apparaat volledig opgeladen. Branden slechts 2 leds, dan is er nog genoeg spanning voor ca. 30 minuten aanwezig. Is er een piepton hoorbaar, dan moet de batterij opgeladen worden.
- Als u het apparaat 2 minuten na het inschakelen niet gebruikt, schakelt het apparaat automatisch uit.
- De geprogrammeerde gebruiksduur voor elke stap bedraagt 4 minuten. Na 4 minuten is een signaaltoon hoorbaar, waarna het apparaat in de stand-by schakelt. Wordt binnen 2 minuten geen programma gekozen, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
- De nominale ingangsspanning bedraagt 100 V tot 240 V wisselspanning. Het apparaat kan dus op reis meegenomen worden en over de hele wereld gebruikt worden.
- Neem de stekker van het laadstation uit het stopcontact, zodra uw apparaat volledig is opgeladen.
- Houd alle elektrische contacten schoon, stofvrij en droog.

Beschrijving van het apparaat

Apparaat	SQOOM m2
Laadstation	
Netspanning	AC 100 – 240, 50/60Hz
Uitgang/Adapter	DC 4.2V, 1A
Vermogen	7 W
Gewicht	133 g
Handapparaat	
Lithium-/ionenbatterij	
Uitgang/Adapter	DC 3.7V / 2200mA
Gewicht	194 g (bruto)
Ultrageluid	
Frequentie	1 MHz
Intensiteitsniveaus	van 0,1 W/ cm ² bis 0,5 W/ cm ²
Ion	
Frequentie	1,150Hz ~ 1,785Hz



In het belang van de terugwinning van grondstoffen dient u het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval weg te gooien. U kunt het apparaat verwijderen via SQOOM Global AB of via de desbetreffende verzameldepots in uw gemeente.

Gebruik SQOOM toepassingen uitsluitend met de door ons aangeboden en speciaal ontwikkelde gels.

Behandel een deel van de huid niet langer dan 20 minuten per dag.

Voer de behandeling met SQOOM niet uit op een plek die door huidkanker aangetast is of waar u een operatie ondergaan hebt.

Gebruik SQOOM niet als u een pacemaker draagt.

Bij een overactieve schildklier dient u de SQOOM-behandeling niet uit te voeren op het voorste gedeelte van de hals en het borstgedeelte.

Voer de behandeling met SQOOM niet uit in de buurt van gewrichts-implantaten. Dit kan tot een toename van de pijn leiden.

Tijdens de zwangerschap dient u de behandeling met SQOOM niet uit te voeren in het gedeelte van buik en borst.

Vermijd contact van Gel en geluidskop met de oogbol, ooglid en slijmvliezen.

Het apparaat en de gel / crème uit de buurt van kinderen houden.

Gel / crème niet boven de 25°C bewaren.

De gel / crème dient uitsluitend voor toepassing op de huid.

Als u met uw SQOOM een andere persoon behandelt, dient u erop te letten dat uw vrije hand de andere persoon raakt (huidcontact). Alleen op die manier is de kringloop gesloten en werkt uw SQOOM correct.

© Alle rechten zijn voorbehouden aan SQOOM Global AB. Reproductie en bewerking buiten het kader van het auteursrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Een geregistreerd merk van
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com