



:SQOOM®
Bedienungsanleitung





Kurzübersicht	4
Anwendung	6
Die xCential Seren	8
Die xCential Programme	10
Pflege und Aufbewahrung	16
Technische Daten und wichtige Hinweise	18

Vielen Dank, dass Sie sich für SQOOM entschieden haben. Dieses hochwertige Konzept des Medizin- und Dermatologie-Experten SQOOM Global AB bietet höchst wirksame Seren und speziell entwickelte Programme zur Anwendung bei Anti-Aging, Whitening, Cleansing, Hautproblemen, Rücken- und Muskelverspannungen an.

Die vielleicht eleganteste Art sichtbar schöne Haut zu bekommen. Das revolutionäre SQOOM Konzept mit patentierter Synchronschaltung aus Ultraschall und Ionisation.

Lesen Sie bitte für den größtmöglichen Behandlungserfolg diese Anleitung sorgfältig durch.



Führen Sie die SQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.


- 1 | Schallkopf mit Titanlegierung
speziell für Allergiker geeignet
Tragen Sie hier das Wirkstoffserum großzügig auf.
- 2 | Kontrollleuchte
Die Kontrollleuchten des Gerätes zeigen durch ein regelmäßiges Blinken und einen Beeperton an, dass das Gerät in Betrieb ist (nur bei Hautkontakt).
- 3 | Ein/Aus Power-Taste
Durch einmaliges Drücken schaltet sich das Gerät ein, bzw. wieder aus.
- 4 | Programmwahltaste STEP
Mit jedem Drücken der STEP-Taste rufen Sie eines der Programme auf.
- 5 | Kontaktgriffe
Umfassen Sie Ihr Gerät immer so, dass Sie die Kontaktgriffe an beiden Seiten berühren.
- 6 | Ladestation
Stellen Sie das Gerät nach jeder Anwendung in die Ladestation zurück. So können Sie sicher sein, einen jederzeit einsatzbereiten SQOOM zur Verfügung zu haben.
- 7 | Akku-Kontrollleuchte
Leuchtet die Kontrollleuchte grün ist das Gerät vollständig aufgeladen. Bei blau lädt das Gerät.




Reinigen Sie vor jeder Anwendung Ihre Haut wie gewohnt. Dann tragen Sie eines der Wirkstoffseren großzügig auf den Schallkopf (1) oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Schalten Sie das Gerät ein (2).

Wählen Sie nun das geeignete Anwendungsprogramm (3) und umfassen Sie den SQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe (4) berühren. Legen Sie dann den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut (5).

Bitte beachten Sie: Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen, Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei und die Kontrollleuchte (6) blinkt.





xCential cleanser

Interaktive physikalische Pflege-
reinigung, die die Haut reinigt, mit
Feuchtigkeit versorgt und hervor-
ragend auf die SQOOM Anwen-
dungen vorbereitet. Panthenol und
Kamillenextrakt können hautberuhi-
gend und entspannend wirken.

xCential H+

Das innovative Anti-Aging Spe-
zialserum aus hautfreundlichen
Wirkstoffen natürlichen Ursprungs
für sichtbar schöne und strahlende
Haut. Der Hauptinhaltsstoff des
xCential H+ ist kleinteilige, nieder-
molekulare Hyaluronsäure – der
bekannte hauteigene Feuchtigkeits-
spender. Der Extrakt der Dittrichia
viscosa Pflanze besitzt ein hohes
antioxidatives Potential. Alovera
Blattgel spendet der Haut intensive
Feuchtigkeit.

xCential deSpot

Das Whitening-Serum enthält eine
Aktivstoffkombination aus Sulfora-
phane und Genistein. Diese kann in
einer liposomalen Verbindung Haut-
partien und Altersflecken aufhellen.

xCential booster

Konzentrierte Feuchtigkeit für 24
Stunden. Der Soforteffekt für ein
frisches und samtweiches Gefühl.
Die Faltentiefe erscheint verringert -
mit einer 8 stündigen Wirkung.

xCentialcleanser

- Reinigen Sie die Haut wie gewohnt. Entfernen von Make-Up, Cremes und Parfum.
- Tragen Sie großzügig xCential cleanser Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm C mit der STEP-Taste oder Programm I (blau) für die Augenpartie.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der Cleansing-Anwendung waschen Sie Ihr Gesicht mit viel Wasser ab.
- Ergebnis: Porentief reine Haut.



PROGRAMM 1 | C

Porentiefe Reinigung



ON

C



PROGRAMM 6 | I blau

Speziell für die Augenpartie



I



Behandlungsdauer: 4 min.
Anwendung: Einmal die Woche
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.

xCentialH+

- Wir empfehlen Ihnen vor jeder Anwendung das Cleansing-Programm durchzuführen.
- Tragen Sie großzügig das xCential H+ Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm W mit der STEP-Taste oder Programm I (grün) für die Augenpartie.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Wir empfehlen bei einer abendlichen Anwendung, das Serum auf der Haut zu belassen und es über Nacht als Maske einwirken zu lassen. Behandeln Sie morgens oder im Verlauf des Tages, empfehlen wir, das Serum nach der Anwendung abzuwaschen.
- Ergebnis: Sichtbar schöne und strahlende Haut.



Tipp: Verwenden Sie 1-2 x wöchentlich Programm M und L zusätzlich 4 Minuten zur normalen Programm W Anwendung.

PROGRAMM 3 | W

Faltenreduktion und Hautstraffung



ON

W



PROGRAMM 6 | I grün

Speziell für die Augenpartie



I




Behandlungsdauer: 8-12 min.
Anwendung: Einmal die Woche
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.

xCentialdeSpot

- Wir empfehlen Ihnen vor jeder Anwendung das Cleansing-Programm durchzuführen.
- Tragen Sie großzügig xCential deSpot Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm W mit der STEP-Taste oder Programm I (grün) für die Augenpartie.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Wir empfehlen bei einer abendlichen Anwendung, das Serum auf der Haut zu belassen und es über Nacht als Maske einwirken zu lassen. Behandeln Sie morgens oder im Verlauf des Tages, empfehlen wir, das Serum nach der Anwendung abzuwaschen.
- Ergebnis: Aufhellung von Hautpartien und Altersflecken.



PROGRAMM 3 | W Whitening Anwendung



PROGRAMM 6 | I grün Speziell für die Augenpartie




Behandlungsdauer: 8-12 min.
Anwendung: Einmal die Woche
Für mehr Erfolg bis zur täglichen Anwendung möglich.

xCentialbooster

- Tragen Sie xCential booster Serum auf den Schallkopf oder direkt auf die zu behandelnde Hautpartie auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste ein und wählen Sie Programm S mit der STEP-Taste.
- Umfassen Sie den SQQOOM an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren.
- Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit sehr langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.
- Nach Beendigung der booster-Anwendung belassen Sie das restliche Serum auf der Haut und massieren dieses mit den Fingern in die Haut ein.
- Ergebnis: Der Soforteffekt für ein frisches und samtweiches Gefühl.



PROGRAMM 5 | S Konzentrierte Feuchtigkeit für 24 Stunden



Behandlungsdauer: 4 min.
Anwendung: bei Bedarf – der Soforteffekt für spezielle Anlässe, oder als ideale Ergänzung nach der xCential H+ Anwendung.

Das spezielle SQQOM „Aqua Tonic“-Reinigungswasser ist perfekt für trockene und empfindliche Haut und alle Hauttypen geeignet.

Milde und zugleich kraftvolle Gesichtsreinigung auf Basis einer patentierten Technologie für die tägliche Anwendung

1. Das tonisierende Haupttensid ist nichtionisch und verursacht keine Hautallergien oder -schäden
2. Wichtige feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe mit dem Hauptinhaltsstoff Aloe vera
3. Unser Wirkstoff Dexpentanol ist für die beruhigende und reizlindernde Wirkung verantwortlich
4. Tonic basierend auf antibakteriellen, antiviralen Wirkstoffen
5. pH-Wert 5,5
6. Verspricht ein sanftes Gefühl der Frische nach der Reinigung
7. Die Formulierung ist frei von Parfüm, Parabenen, Alkohol und aktiven Hautstimulanzien
8. Beste Vorbereitungsreinigung für SQQOM-Behandlungen

Zur Verwendung im Reinigungsmodus des Q1-Geräts für beste Ergebnisse oder auch für Ihre tägliche Reinigungsroutine.



Damit Sie an Ihrem Gerät lange Freude haben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

Achtung: Führen Sie die SQQOOM-Anwendung ausschließlich mit den original xCential Seren und original SQQOOM Geräten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Geräten Dritter.



Erweiterte internationale Garantie

Registrieren Sie Ihr Gerät für die erweiterte Vollgarantie.

Über die gesetzlich geregelte Garantie und Gewährleistung hinaus, nutzen Sie ohne Mehrkosten die erweiterte weltweite SQQOOM-Vollgarantie.

www.warranty.sqoom.com

Kundenservice: info@SQQOOM.com

- Trocken lagern und nicht mit Wasser waschen.
- Reinigen Sie den Schallkopf mit einem feuchten Tuch.
- Legen Sie das Gerät nach dem Abschalten auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die blaue LED-Anzeige leuchtet.
- Die blaue LED-Anzeige wird grün, wenn der Ladevorgang beendet ist. Gibt es Probleme beim Laden, blinkt die LED blau.
- Wenn der Akku des Gerätes vollständig entladen wurde, laden Sie es bitte mindestens 3 Stunden lang auf, bevor Sie es wieder verwenden.
- Das Gerät arbeitet vollständig aufgeladen etwa 4 Stunden.
- Halten Sie die Taste STEP ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Wenn die LEDs der 6 Programme aufleuchten, ist das Gerät vollständig geladen. Leuchten nur 2 LEDs, steht noch genug Leistung für ca. 30 Minuten zu Verfügung. Ertönt ein Signalton, muss der Akku aufgeladen werden.
- Wenn Sie das Gerät 2 Minuten nach dem Einschalten nicht benutzen, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die programmierte Anwendungszeit für jeden Schritt beträgt 4 Minuten. Nach dem Ablauf von 4 Minuten ertönt ein Signalton, woraufhin sich das Gerät in den Stand-by Modus begibt. Wird innerhalb 2 Minuten kein Programm gewählt, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die Nenneingangsspannung beträgt 100 V bis 240 V Wechselspannung. So kann das Gerät auch auf Reisen mitgenommen und in der ganzen Welt eingesetzt werden.
- Entfernen Sie den Netzstecker der Ladestation, sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Halten Sie alle elektrischen Kontakte sauber, staubfrei und trocken.

Technische Daten und Umweltschutz

Gerätebezeichnung

Gerät	SQOOM M2
Aufladestation	
Netzspannung	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Gewicht	133 g
Handgerät	
Lithium-/Ionen-Batterie	
Netzspannung	AC 100 - 240 V
Output/Adapter	4,2 V = 1 A
Leistung	7 W
Gewicht	194 g (brutto)
Ultraschall	
Frequenz	1 MHz
Intensitätsstufe	0,1 W/cm ²
Ionisation	1 Hz/150 µsec Impulsbreite



Das Gerät sollte im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über die SQOOM Global AB oder im Handel oder bei den Sammelstellen der öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger (Recycling) unentgeltlich erfolgen.

Wichtige Hinweise

Führen Sie Anwendungen ausschließlich mit den original SQOOM Geräten und den von uns angebotenen und speziell entwickelten xCential Seren durch.

Behandeln Sie eine Hautpartie nicht länger als 20 Minuten pro Tag.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht auf einer durch Hautkrebs erkrankten oder operierten Stelle durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht durch, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Bei einer Schilddrüsenüberfunktion führen Sie die SQOOM-Behandlung nicht im vorderen Halsbereich und im Brustbereich durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht im Bereich von Gelenkimplantaten durch. Dies kann zu einer Schmerzverstärkung führen.

Führen Sie die SQOOM-Behandlung während der Schwangerschaft nicht im Bereich Bauch und Brust durch.

Vermeiden Sie den Kontakt von Serum und Schallkopf mit Augapfel, Augenlid und Schleimhäuten.

Bewahren Sie Gerät und Serum / Creme unzugänglich für Kinder auf.

Serum / Creme nicht über 25° C lagern.

Das Serum / Creme dient ausschließlich zur Anwendung auf der Haut.

Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, achten Sie darauf, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen und Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei.

© Alle Rechte sind der SQOOM Global AB vorbehalten. Über den urheberrechtlichen Rahmen hinausgehende Vervielfältigungen und Bearbeitung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht zulässig.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Eine eingetragene Marke der
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Verwaltung/Warenhaus
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Schweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com